

Elektroda dopochwowa OVA z trenażerem

Opis produktu:

Elektroda dopochwowa z 2 powierzchniami stymulującymi dedykowana do stymulacji i biofeedback z wykorzystaniem **sEMG**. Elektroda posiada specjalny trenażer w postaci antenki, który umożliwia pacjentce wykonywani ćwiczeń z biofeedbackiem wzrokowym we własnym zakresie, po wcześniejszym instruktażu ze strony fizjoterapeuty uroginekologicznego.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda dopochwowa OVA z trenażerem

Elektroda dopochwowa OVA z trenażerem dedykowana jest do wielokrotnego użytku tylko przez 1 użytkownika. **Elektroda dopochwowa** przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem powinna być myta ciepłą wodą z mydłem. Nie używać wody przegotowanej. Podczas czyszczenia należy unikać zanurzania przewodu w wodzie.

Dane techniczne:

Długość elektrody	9,4 cm
Średnica elektrody:	2 cm w najszerszym miejscu
Długość powierzchni stymulującej:	3,16 cm
Powierzchnie stymulujące:	stal nierdzewna
Rodzaj wtyczki:	Żeńska 2x2 mm
Wyrób medyczny:	Tak

Informacje:

Kategoria: Fizjoterapia uroginekologiczna
Elektrody w promocji: Tak

Model: