

Aplikator kliniczny - Viofor

Opis produktu:



Aplikator kliniczny przeznaczony jest do zabiegów magnetostymulacji. Wytwarza impulsowe pole magnetyczne o niskiej częstotliwości. Mata jest aktywnym elementem aplikatora - działa ogólnoustrojowo - co zwiększa efektywność terapii miejscowej z aplikatora pierścieniowego. Stosowany jest w rehabilitacji i leczeniu wielu schorzeń objawiających się miejscowo, ogólnoustrojowych oraz regeneracji sportowej.

Aplikator kliniczny to podstawowy aplikator stacjonarny do zabiegów magnetostymulacji. Umożliwia wykonanie:

- zabiegu na całe ciało z maty MDC,
- zabiegu miejscowego z aplikatora pierścieniowego,
- synchronicznej aplikacji z maty i pierścienia jednocześnie.

Współpracuje ze sterownikami: Clinic, Delux, Classic.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator kliniczny - Viofor

Wysoka efektywność terapeutyczna aplikatora jest zapewniana dzięki możliwości prowadzenia terapii jednocześnie obejmującej cały organizm – aplikator mata MDC oraz wzmocnionej lokalnie przez aplikator pierścieniowy FI85 w obrębie występowania dolegliwości. Aplikator kliniczny stanowi optymalną bazę dla stacjonarnych stanowisk zabiegowych.

Cechy charakterystyczne	
Magnetostymulacja	Wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości w formie magnetostymulacji.
Wzmocniona efektywność	Umożliwia prowadzenie terapii jednocześnie obejmującej cały organizm (aplikator mata MDC) oraz wzmocnionej lokalnie przez aplikator pierścieniowy FI85 w obrębie występowania dolegliwości, co znacznie podnosi efektywność terapeutyczną aplikatora.
Dla profesjonalistów	Aplikator kliniczny stanowi optymalną bazę dla stacjonarnych stanowisk zabiegowych w placówkach o charakterze medycznym.

Zastosowanie:

- Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-stawowego kończyn górnych i dolnych
- Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
- Urazy stawów
- Reumatyzm pozastawowy
- Urazy tkanek miękkich oraz stany po naruszeniu ciągłości tkanek
- Stany po pęknięciach i złamaniach kości
- Stany po operacjach na układzie kostnym
- Angiopatia cukrzycowa i miażdżycowa
- Owrzodzenia podudzi oraz krwiaki
- Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
- Bóle migrenowe
- Osteopenia i osteoporoza
- Rozległe oparzenia i rozległe odleżyny
- Stany po udarze mózgu
- Stawy rzekome
- Schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w których występuje spastyczność
- W odnowie biologicznej i profilaktyce zdrowia
- Jako element treningu sportowego w regeneracji powysiłkowej
- W depresji i zaburzeniach snu
- W stresie spowodowanym zwłaszcza długotrwałym napięciem psychicznym
- W zaburzeniach koncentracji

Dane techniczne dotyczące całego aplikatora klinicznego

Parametr	Wartość
Wymiary	• średnica zewnętrzna: 92 cm • średnica wewnętrzna: 79 cm • głębokość: 48 cm • wysokość: 103 cm Wymiary rzeczywiste aplikatorów mogą się różnić +/- 2 cm od wartości podanych przy opisie aplikatora
Waga	14 kg

Dane techniczne maty MDC

Parametr	Wartość
Indukcja pola magnetycznego (szczytowa)	- średnia – 1,05 μT – 25,2 μT - szczytowa – 11,5 μT – 276 μT
Częstotliwość pola magnetycznego	0,08 – 195 Hz, z podziałem na: - częstotliwości podstawowe impulsów: od 180 Hz do 195 Hz - częstotliwości paczek impulsów: od 12,5 Hz do 29 Hz - częstotliwości grup paczek: od 2,8 Hz do 7,6 Hz - częstotliwości serii: od 0,08 Hz do 0,3 Hz

Dane techniczne pierścienia R850

Parametr	Wartość
Indukcja pola magnetycznego	- średnia – 0,31 μT – 7,48 μT - szczytowa – 3,50 μT – 84 μT
Częstotliwość pola magnetycznego	0,08 – 195 Hz, z podziałem na: - częstotliwości podstawowe impulsów: od 180 Hz do 195 Hz - częstotliwości paczek impulsów: od 12,5 Hz do 29 Hz - częstotliwości grup paczek: od 2,8 Hz do 7,6 Hz - częstotliwości serii: od 0,08 Hz do 0,3 Hz

Dane techniczne leżanki

Parametr	Wartość
Wymiary	196 cm x 67 cm x 59 cm
Waga	38 kg

Informacje:

Model: