

Jednorazowa elektroda igłowa do wstrzykiwania botoksu



Opis produktu:

Jednorazowa elektroda igłowa do wstrzykiwania botoksu stosowana jest w elektromiografii (EMG) podczas aplikacji preparatu Botox® szczególnie przydatne są do dokładnego określenia miejsca zaburzenia nerwu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowa elektroda igłowa do wstrzykiwania botoksu

Elektroda BIONEN z otwartym kanałem przeznaczona jest do jednoczesnej rejestracji aktywności spontanicznej i podawania Botoxu® u pacjentów dotkniętych długotrwałymi mimowolnymi skurczami mięśni.

Cechy charakterystyczne:

- Sterylna igła hipodermiczna, jednorazowego użytku (ISO 7864)
- Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, powłoka dielektryczna
- Powierzchnia rejestrująca ograniczona do obszaru odsłoniętych skosów i wewnętrznej strony kaniuli
- Trzpień igły z bezpiecznym mocowaniem typu Luer-Lock do którego podłączona jest strzykawka
- Przewód połączeniowy zakończony jest złączem zabezpieczonym przed dotknięciem palcami.

Zastosowanie:

Zastosowanie elektromiografii (EMG) podczas aplikacji preparatu Botox® jest szczególnie przydatne do dokładnego określenia miejsca zaburzenia nerwu.

Przeznaczenie:

Wstrzykiwanie toksyny botulinowej do mięśnia z jednoczesną rejestracją aktywności elektromiograficznej.

Jednorazowa elektroda igłowa do wstrzykiwania botoksu

Numer katalogowy	Długość igły	Średnica igły	Długość przewodu	Typ	Ilość	Kolory
0028.521	25 mm	0,31 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.522	25 mm	0,41 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.523	37 mm	0,41 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.524	37 mm	0,46 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.525	50 mm	0,46 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.526	75 mm	0,64 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.527	33 mm	0,35 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	
0028.528	45 mm	0,35 mm	100 cm	żeński TP=1,5 mm	12/opakowanie	

Informacje:

Typy elektrod: do podawania botuliny
 Użycie: jednorazowe
 Kabel: z kablem
 Typ elektrody: koncentryczne
 Kabel: Brak

Model:

Hipodermiczne elektrody igłowe do wstrzykiwania toksyny botulinowej: 0028.521 - 25 mm - 0,31 mm, 0028.522 - 25 mm - 0,41 mm, 0028.524 - 37 mm - 0,46 mm, 0028.525 - 50 mm - 0,46 mm