


## Elektroda paskowa typu STRIP do rejestracji i stymulacji centralnego systemu nerwowego

### Opis produktu:

**Elektrody Spes Medica** typu **SINGLE STRIP** to jednorazowe wielowarstwowe, wewnątrzczaszkowe **elektrody** służące do stymulacji elektrycznej i **rejestracji sygnałów ośrodkowego układu nerwowego** podczas neuromonitoringu śródoperacyjnego, mapowania mózgu oraz lokalizacji ognisk epileptogennych.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

**Elektroda paskowa typu Strip do rejestracji i stymulacji centralnego**

## systemu nerwowego

Monitorowanie wewnątrzczaszkowe służy do identyfikacji i mapowania obszarów funkcjonalnych mózgu podczas faz przed- i pochirurgicznych oraz podczas chirurgicznego usuwania guzów mózgu.

Elektrody są wielobiegunowymi układami elektrod typu STRIP umieszczonymi na korze mózgowej lub kręgosłupie i mózgowej i mogą być wykorzystywane zarówno do rejestracji jak i do stymulacji.

### Cechy produktu:

- Opatentowana technologia produkcji
- Wykonane z elastycznego materiału idealnego do anatomicznych potrzeb mózgu
- Zwiększona powierzchnia kontaktowa poprawiająca klinicznej użyteczności elektrod podczas wprowadzania ich pod czaszkę pacjenta
- Skręcone kable dla zmniejszenia poziom hałasu

### Dane techniczne:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Ilość punktów pomiarowych:   | elektroda STRIP: 2, 4, 6, 8     |
| Średnica punktu pomiarowego: | 2mm, 4 mm                       |
| Typ elektrody:               | elektrody stalowe lub platynowe |
| Grubość:                     | 0,2 - 0,5 mm                    |
| Długość kabla:               | 200 cm                          |
| Złącze:                      | Touch Proof 1,5mm DIN 42802     |
| Materiał otulający:          | PU                              |

## Elektroda paskowa typu Strip do rejestracji i stymulacji centralnego systemu nerwowego

| Numer katalogowy | Ilość punktów kontaktowych | Elektrody | Długość kabla | opis                                   | op. |
|------------------|----------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----|
| IEP0005          | 1 x 2                      | platynowe | 200 cm        | kontaktowa(10 x 20 mm)                 | 1   |
| IEP0006          | 1 x 4                      | platynowe | 200 cm        | kontaktowa(10 x 40 mm)                 | 1   |
| IEP0007          | 1 x 6                      | platynowe | 200 cm        | kontaktowa(10 x 60 mm)                 | 1   |
| IEP0008          | 1 x 8                      | platynowe | 200 cm        | kontaktowa(10 x 80 mm)                 | 1   |
| IEP0137          | 1 x 4                      | platynowe | 200 cm        | kontaktowa(10 x 40 mm)kształt litery T | 1   |

### Informacje:

### Model:

Elektroda paskowa typu Strip\_OIOM: IEP0005 -  
Platynowa elektroda paskowa typu Strip, 2,  
IEP0006 - Platynowa elektroda paskowa typu  
Strip, 4, IEP0007 - Platynowa elektroda paskowa  
typu Strip, 6, IEP0008 - Platynowa elektroda  
paskowa typu Strip, 8, IEP0137 - Platynowa  
elektroda paskowa typu Strip, 4 | kształt litery T