




Aerify Charge - Aparat do dynamicznej kompresji, drenażu limfatycznego i regeneracji

Opis produktu:

Aerify Charge Recovery to aparat do **drenażu limfatycznego**, dynamicznej kompresji i regeneracji. **Masaż mechaniczny** oraz **drenaż limfatyczny kończyn dolnych** to główne funkcje systemu **Aerify Charge**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aerify Charge - Aparat do dynamicznej kompresji, drenażu

limfatycznego i regeneracji

System **Aerify Charge** jest przenośnym aparatem do kompresji pneumatycznej stosowanym w celu wykonania mechanicznego masażu oraz drenażu limfatycznego kończyn dolnych. Poprzez stopniowe zwiększanie ciśnienia w poszczególnych komorach mankietów, system poprawia krążenie krwi i limfy w kończynach dolnych, dzięki czemu **redukuje obrzęki**, a także przyspiesza **proces regeneracji**, usuwając z organizmu szkodliwe produkty metaboliczne, takie jak kwas mlekowy powstający po wysiłku fizycznym. **Lepszy przepływ krwi** bogatej w tlen i składniki odżywcze to dokładnie to, czego potrzebują twoje mięśnie do pełnej regeneracji.

Cechy charakterystyczne:

- Technologia 8 komór powietrznych na kończynę
- Doskonałe ciśnienie nawet do 240 mmHg
- Możliwość regeneracji dla początkujących i zaawansowanych dzięki 16 poziomom ciśnienia i 6 różnym programom w tym 2 trybów pulsacyjnych
- Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w trakcie zabiegu w celu ominięcia bolesnej lub zranionej okolicy
- Możliwość regulacji czasu trwania zabiegu oraz możliwość zmiany poziomu kompresji w trakcie zabiegu
- Wbudowana bateria, wytrzymująca aż do 3 godzin ciągłej pracy
- 2 lata gwarancji na sterownik i wszystkie akcesoria

Zestaw zawiera:

- Sterownik Aerify Charge z wbudowaną baterią
- 2 szt. 8 komorowych mankietów na kończyny dolne (rozmiar do wyboru w zależności od wzrostu użytkownika) **lub** 8 komorowe spodnie w uniwersalnym rozmiarze
- Zestaw wbudowanych wężyków
- Szybkozłącze
- Ładowarka
- Instrukcja obsługi
- opcjonalnie Plecak

Zalecenia dotyczące rozmiaru mankietów:

średni M - 110 cm x 70 cm (wzrost 1,60-1,75 m, długość nóg do 88 cm)
duży L - 125 cm x 70 cm (wzrost 1,76-2,05 m, długość nóg powyżej 89 cm)

Ustawienia czasu

Domyślnie zalecana jest jedna sesja przez 30 minut dziennie, ale można ręcznie ustawić indywidualną długość sesji do 99 minut.

Dla szybkiej rozgrzewki przed ćwiczeniami wystarczy 15 minut wysokiego ciśnienia. Natomiast po treningu można zastosować 50-60 minut relaksującej kompresji. Tak długo jak zabieg sprawia przyjemność, nie ma żadnych ograniczeń co do długości i częstotliwości jego stosowania.

Spodnie czy mankiety kończyn dolnych?

Spodnie obejmują większy obszar ciała pacjenta i pozwalają na zastosowanie masażu kompresyjnego również na pośladki i dolną część pleców. Zestaw Aerify ze spodniami zalecany jest dla osób u których te partie mięśni są bardziej obciążone.

Mankiety do kończyn dolnych zapewniają intensywniejszy masaż kompresyjny mięśnia czworogłowego ud oraz ścięgna mięśnia podkolanowego. Zestaw Aerify z mankietami zalecany jest dla przede wszystkim na terapii mięśni stawu kolanowego oraz mięśniach ud.

Dane techniczne

Waga maszyny	Rozmiar	Waga zestawu	Ciśnienie	Ustawienia czasu	Napięcie	Moc	Wejście ładowarki	Wyjście ładowarki	Pojemność baterii	Gwarancja
1,464 kg	24,5 x 14,3 x 9,2 cm	3,9 kg	15-240 mmHg	1-99 minut	110-230 V uniwersalne	35W	11,1 V	DC 12,6 V; 2A	5000 mAh (~3 godziny pracy po 1,2h ładowania)	2 lata

Informacje:

Kategoria: Terapia podciśnieniowa

Model:

Aerify - akcesoria: Spodnie Aerify, Spodnie Aerify + plecak, Mankiety kończ. dolne rozm. S/M, Mankiety kończ. dolne rozm. S/M + plecak, Mankiety kończ. dolne rozm. L/XL, Mankiety kończ. dolne rozm. L/XL + plecak