

## Galaxy Saturn P3.F0, 3-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



### Opis produktu:

**Galaxy Saturn P3.F0 to 3-sekcyjny stacjonarny stół rehabilitacyjny** przeznaczony do zabiegów terapii manualnej oraz szerokiego zakresu zabiegów fizyoterapeutycznych, takich jak elektroterapia, laseroterapia czy fala uderzeniowa. Dzięki solidnej, krzyżakowej konstrukcji stół sprawdzi się nie tylko w gabinetach rehabilitacyjnych, sanatoriach i ośrodkach fizjoterapeutycznych, ale także w gabinetach odnowy biologicznej.

### Kluczowe cechy:

- **Personal Authorization System** – zintegrowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, oparty na dwóch magnetycznych kluczach.
- **Pozycja pivota** sterowana elektronicznie – wygodna obsługa za pomocą dwóch przełączników umieszczonych po obu stronach stołu.
- **Regulacja zagłówka** przy pomocy **sprężyny gazowej** – szeroki zakres ustawień od  $-70^{\circ}$  do  $+40^{\circ}$ .

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### **Galaxy Saturn P3.F0 - 3-sekcyjny stół do rehabilitacji i masażu z pivotem**

Galaxy Saturn P3.F0 to specjalistyczny, trzysekcyjny stół terapeutyczny zaprojektowany z myślą o kompleksowych zabiegach rehabilitacyjnych, masażu oraz terapii manualnej. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja umożliwia precyzyjne dostosowanie pozycji do indywidualnych potrzeb pacjenta i specyfiki wykonywanych procedur, zarówno w gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, jak i gabinetach odnowy biologicznej. Stół Galaxy Saturn P3.F0 wyróżnia się wysoką jakością wykonania i trwałością, co gwarantuje niezawodność nawet przy intensywnym użytkowaniu.

#### **Funkcja Pivot - wszechstronne możliwości terapeutyczne**

Stół wyposażony jest w funkcję Pivot, czyli możliwość elektronicznego podnoszenia sekcji środkowej w zakresie od 0° do +24°. Pozycja pivot sprawdza się m.in. podczas zabiegów odciążających kręgosłup lędźwiowy czy pracy z pacjentami neurologicznymi, gdzie konieczne jest indywidualne ustawienie pozycji ciała. Funkcja Pivot zwiększa wszechstronność stołu i pozwala na precyzyjne dopasowanie ustawień do potrzeb pacjenta oraz wymagań konkretnej terapii.

#### **Cechy charakterystyczne**

3-sekcyjny stół do masażu z pozycją pivota,

pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu,

regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°),

regulacja kąta uniesienia sekcji środkowej od 0° do +24°,

uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,

łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,

śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,  
stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,

relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,

Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji wysokości,

Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,

zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,

gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,

szerokość tapicerki 64 lub 80 cm

## **Funkcja Pivot**

Funkcja Pivot w stołach rehabilitacyjnych Meden-Inmed umożliwia precyzyjną, elektronicznie sterowaną regulację części środkowej leżyska za pomocą 2 przełączników po obu stronach stołu, co znajduje zastosowanie w zaawansowanych technikach terapii manualnej, osteopatycznej i neurofizjologicznej. System pozwala na dynamiczną modyfikację pozycji pacjenta bez opuszczania stołu. Zwiększa to efektywność procedur rehabilitacyjnych w leczeniu dysfunkcji układu mięśniowo-szkieletowego oraz zabiegach fizykoterapii.

## **Typ ramy dolnej - F0**

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

## **Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości**

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do badań Galaxy Saturn P3.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

## **Kolory tapicerki LUX**

### **Specyfikacja techniczna:**

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

**OM006 - White**

**OM240 - Beige**

**OM315 - Sky**

**OM221 - Blue**

**OM314 - Cement**

**OM076 - Olive Grey**

**OM173 - Dark Brown**

**OM225 - Black**

**OM469 - Lima**

**OM157 - Forest**

**OM053 - Red**

**OM217 - Bordeaux**

**OM095 - Mostaza**

**OM075 - Orange**

## **Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Saturn P3.F0**

### **Personal Authorization System**

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

### **Hallotronic®**

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

## STÓ? REHABILITACYJNY

### **Galaxy Saturn P3.F0 znajduje szerokie zastosowanie w**

## Gabinetach rehabilitacyjnych

Galaxy Saturn P3 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego pięciosekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówka (-70° do +40°) oraz sekcji nożnej (0° do +90°) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a

maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

## Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Saturn P3 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych.

## Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Saturn P3 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwia terapeutę przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

## Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówek

Kąt regulacji sekcji środkowej

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu Galaxy Saturn P3.F0

### Informacje:

Szerokość: 64 cm

Długość: 205 cm

Masa: 115 kg

Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówek: -70 - +40°

Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 - 24°

Kąt regulacji sekcji tylnej: 0 - 90°

### Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange

Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64

Linia: Galaxy	cm, 80 cm
Liczba sekcji: 3	Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm, 50 mm
Typ stołu: Regulowana wysokość	Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed:
Zakres regulacji wysokości: 52 - 103 cm	Nie, Tak
Typ regulacji wysokości: Elektryczna	
Maksymalne obciążenie: 200 kg	
Funkcja pionizacji: Nie	
Podgrzewane leże: Tak	
PAS: Tak	
Hallotronic: Tak	
Smart4Arms: Nie	
Grubość tapicerki: 40 mm	
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)	