



Środek do usuwania kleju medycznego MD0024-P

Opis produktu:

Medical Adhesive Remover przeznaczony do usuwania taśmy chirurgicznej, taśmy sportowej, taśm do kinezjotapingu, kleju do elektrod i wielu innych produktów.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Środek do usuwania kleju medycznego - Medical Adhesive Remover

Przeznaczony do usuwania taśmy chirurgicznej, taśmy sportowej, taśm do kinezjotapingu, kleju do elektrod i wielu innych produktów.

Medyczny środek do usuwania kleju to zastrzeżona mieszanka łagodnych rozpuszczalników zaprojektowana do penetracji taśm i zmiękczenia klejów, aby ułatwić usuwanie.

Dzięki wolnemu parowaniu skutecznie usuwa klej. Zmywa się całkowicie za pomocą mydła i wody. Może być również używany do czyszczenia (nieplastikowych) aplikatorów medycznych poprzez moczenie przez 10 do 15 minut. Po tym czasie należy produkty przemyć mydłem z wodą.

Środek nie zawiera acetonu.

Medical Adhesive Remover - Informacja

Index	Nazwa	Opakowanie
MD0024-P	Medical Adhesive Remover	480 ml

Medical Adhesive Remover przeznaczony do usuwania taśmy chirurgicznej, taśmy sportowej, kinezjotapingu, kleju do elektrod i wielu innych produktów.

Informacje:

Przeznaczenie: EEG
Rodzaj preparatu: Czyszczący
Konsystencja: Płyn
Pojemność: 500 ml
Klasyfikacja: produkt medyczny

Opcje produktu: