

Bipolarna elektroda stymulująca

Opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulująca EMG - EP, z odłączanym uchwytem i kablem ekranowanym 150 cm.

Elektroda marki BIONEN wyposażona jest w rzepową opaskę mocującą, jedną parę wielorazowych metalowych wkładek oraz komplet wymiennych korków filcowych (10 szt.)

Elektroda przeznaczona jest do stymulacji i rejestracji sygnałów z nerwów czuciowych lub ruchowych, wykorzystując wymienne filcowe kołki zanurzone w roztworze soli fizjologicznej lub wielorazowe metalowe wkładki.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulująca

Bipolarne elektrody stymulujące są używane do badań potencjałów wywołanych w celu zbadania odpowiedzi ośrodkowego układu nerwowego na bodziec czuciowy, analizujący ścieżki nerwowe przenoszące informacje z układu nerwowego do mózgu

W szczególności badane są Motoryczne potencjały wywołane (MEP), czyli droga, która prowadzi impuls z ruchowej kory mózgowej i poprzez rdzeń kręgowy dociera do neuronów ruchowych, a następnie do mięśni.

Elektrody umieszczane są w punkcie stymulacji i mocowane za pomocą opaski rzepowej lub trzymane w miejscu przez operatora za uchwyt.

Bipolarne elektrody stymulujące BIONEN są dostarczane w komplecie z elastyczną opaską rzepową (38 x 2,5 cm) oraz kompletem filcowych i metalowych wkładek do elektrod.

Dane techniczne:

Numer katalogowy	Długość kabla	Wtyk	Rozmiar	Rozstaw punktów stymulacji
0038.002	150 cm	TP 1,5 mm	Dla dorosłych	25 mm
0038.003	150 cm	5 pin DIN	Dla dorosłych	25 mm
0038.013	150 cm	TP 1,5 mm	Pediatryczna	15 mm
0038.010	150 cm	5 pin DIN	Pediatryczna	15 mm

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: bipolarne stymulujące
Kategoria: Elektrody

Model:

Bipolarna elektroda stymulująca - BIONEN:
0038.002 - rozstaw 25 mm - wtyk TP 1,5 mm,
0038.003 - rozstaw 25 mm - wtyk 5 pin DIN,
0038.013 - rozstaw 15 mm - wtyk 1,5 mm,
0038.010 - rozstaw 15 mm - wtyk 5 pin DIN