

Pas na odcinek lędźwiowy LombaFirst

Opis produktu:

Wspomagający pas na odcinek lędźwiowy LombaFirst.



- Lekkie i wygodne podparcie pleców
- Idealne rozwiązanie w przypadku bólu dolnej części pleców i stenozy lędźwiowej
- Ułatwia przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w celu usprawnienia powrotu do zdrowia
- Sprężynowe stalowe podpórki zapewniają wsparcie i uśmierzają ból

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wspomagający pas na odcinek lędźwiowy LombaFirst

Wspomagająca orteza na odcinek lędźwiowy LombaFirst.

Zalety ortezy LombaFirst

- Orteza jest lekka i dyskretna dzięki zastosowaniu cienkiej tkaniny i technologii bezszwowej
- Zapewnia mocne wsparcie dla skutecznego efektu przeciwbólowego za sprawą dopasowanych stalowych odciągów ze wspomaganie sprężynowym
- Zawiera dodatkowy pasek dla uzyskania efektu wyższej kompresji
- Posiada uchwyty ułatwiające zakładanie
- Zapewnia dużą wygodę dzięki dobrze zaprojektowanym wcięciom

Dla kogo polecana jest orteza LombaFirst?

- Dla osób odczuwających niespecyficzny ból dolnej części pleców w postaci ostrej, podostrej lub chronicznej
- Dla ludzi, którzy doświadczyli zwężenia przestrzeni międzykręgowych na odcinku

lędźwiowym kręgosłupa

Dlaczego warto stosować pas podtrzymujący plecy?

Pasy podtrzymujące plecy mają za zadanie odciążyć kręgosłup i pomóc w utrzymaniu zdrowej i wyprostowanej postawy. Urazy odcinka lędźwiowego mogą być spowodowane wieloma czynnikami, takimi jak uprawianie sportu, życie codzienne czy też nagłe uderzenie w kręgosłup. Urazy te powodują takie objawy, jak utrata mobilności i ból pleców.

W jaki sposób pas na odcinek lędźwiowy Thuasne wspomaga staw lędźwiowy?

Działanie pasa Thuasne polega na zwiększeniu ciśnienia wewnątrzbrzusznego, co pomaga w prawidłowym ustawieniu i podparciu krążków międzykręgowych (potocznie dysków). Krążki te mają zasadnicze znaczenie dla zakresu ruchu, stabilności i amortyzacji kręgosłupa. Pas lędźwiowy zapewnia lekkie unieruchomienie odcinka lędźwiowego, zapobiegając wykonywaniu ekstremalnych ruchów, które mogłyby spowodować dalsze uszkodzenia kręgosłupa.

Jak wygodna jest ta orteza?

Lekki materiał i bezzwowa konstrukcja ortezy zapewniają maksymalny poziom komfortu. Pas można łatwo wyregulować, aby uzyskać odpowiedni dla siebie poziom kompresji, a materiał na biodrach i żebrach został zaprojektowany pod kątem zapewniającym optymalny komfort. Pas lędźwiowy pomaga utrzymać ciepło w stawie lędźwiowym, co poprawia krążenie i regenerację, a także łagodzi dyskomfort.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	LombaFirst
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 60-80 cm Rozmiar II: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 75-95 cm Rozmiar III: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 90-110 cm Rozmiar IV: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 105-125 cm Rozmiar V: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 120-140 cm
Kod refundacji NFZ	M.060
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 26 cm - obwód w pasie 60-80 cm, Rozmiar II - wysokość 26 cm - obwód w pasie 75-95 cm, Rozmiar III - wysokość 26 cm - obwód w pasie 90-110 cm, Rozmiar IV - wysokość 26 cm - obwód w pasie 105-125 cm, Rozmiar V - wysokość 26 cm - obwód w pasie 120-140 cm