

Wspomagająca orteza lędźwiowa LombaStart



Opis produktu:

Wspomagająca orteza lędźwiowa LombaStart.

- Lekkie i wygodne podparcie pleców
- Idealne rozwiązanie w przypadku bólu dolnej części pleców i stenozy lędźwiowej
- Ułatwia przyjmowanie prawidłowej postawy ciała w celu usprawnienia powrotu do zdrowia
- Sprężynowe stalowe podpórki zapewniają wsparcie i uśmierzają ból
- Dodatkowy pasek ułatwia regulację w ciągu dnia

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wspomagająca orteza lędźwiowa LombaStart

Wygodne, sprężyste stalowe podpórki ortezy LombaStart od Thuasne zapewniają podparcie kręgosłupa, łagodząc dyskomfort i regulując postawę ciała. Model LombaStart jest wyposażony w dodatkową taśmę, która zapewnia wyższy stopień podparcia oraz umożliwia łatwą regulację stopnia ucisku w ciągu dnia.

Zalety ortezy LombaStart

- Dyskretna i lekka orteza pleców dzięki cienkiej tkaninie i bezszwowej technologii szycia
- Silne wsparcie dla skutecznego efektu przeciwbólowego dzięki stalowym, sprężystym podpórkom
- Dodatkowy pasek do uzyskania większego ucisku
- Pętle na palce ułatwiające zakładanie
- Dobrze zaprojektowane wcięcia w rejonie bioder i żeber dla większego komfortu podczas noszenia pasa

Wskazania medyczne do stosowania ortezy LombaStart

- Niespecyficzny ból dolnej części pleców (w postaci ostrej, podostrej lub chronicznej)
- Stenoza lędźwiowa

Dlaczego warto używać ortezy na kręgosłup?

Pasy na kręgosłup zostały zaprojektowane tak, aby zmniejszyć jego obciążenie i pomagać przyjmować zdrową i wyprostowaną postawę ciała. Urazy kręgosłupa lędźwiowego mogą być spowodowane przez wiele czynników, m.in. uprawianie sportu, nagłe uderzenie w kręgosłup lub po prostu codzienne życie. Urazy te powodują takie objawy, jak utrata ruchomości i ból pleców.

W jaki sposób orteza lędźwiowa od Thuasne pomaga stawowi lędźwiowemu?

Działanie pasa Thuasne polega na zwiększeniu ciśnienia wewnątrzbrzuszego, co pomaga w prawidłowym ustawieniu i podparciu krążków międzykręgowych. Krążki te mają zasadnicze znaczenie dla zakresu ruchu, stabilności i amortyzacji kręgosłupa. Pas lędźwiowy zapewnia lekkie unieruchomienie odcinka lędźwiowego, zapobiegając wykonywaniu ekstremalnych ruchów, które mogłyby spowodować dalsze uszkodzenia kręgosłupa.

Czy usztywnienie pleców jest wygodne?

Lekki materiał i bezzwowa konstrukcja ortezy zapewniają maksymalny poziom komfortu. Pas można łatwo wyregulować, aby uzyskać odpowiedni poziom kompresji, a materiał na biodrach i żebrach został zaprojektowany pod kątem zapewniającym optymalny komfort. Pas lędźwiowy pomaga utrzymać ciepło w stawie lędźwiowym, co poprawia krążenie i regenerację, a także łagodzi dyskomfort.

Jaką funkcję pełni dodatkowy pasek?

Orteza lędźwiowa LombaStart posiada dodatkowy pasek, który mocuje się nad standardowymi paskami pasa. Zapewnia to lepszą kompresję i wsparcie dla kręgosłupa, a także pozwala na bezproblemowe dopasowanie pasa w ciągu dnia.

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	LombaStart
Pomiar	
Wymiary	Rozmiar I: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 60-80 cm Rozmiar II: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 75-95 cm Rozmiar III: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 90-110 cm Rozmiar IV: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 105-125 cm Rozmiar V: Wysokość ortezy: 26 cm Obwód w pasie: 120-140 cm
Kod refundacji NFZ	M.060
Kolor	

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak

Części ciała: Plecy

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - wysokość 26 cm - obwód w pasie 60-80 cm, Rozmiar II - wysokość 26 cm - obwód w pasie 75-95 cm, Rozmiar III - wysokość 26 cm - obwód w pasie 90-110 cm, Rozmiar IV - wysokość 26 cm - obwód w pasie 105-125 cm, Rozmiar V - wysokość 26 cm - obwód w pasie 120-140 cm