



Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka Ligaflex Manu

Opis produktu:

LigaFlex Manu to orteza na kciuk i nadgarstek, umożliwiająca stabilizację stawu nadgarstka oraz kciuka. Została zaprojektowana z myślą o różnych schorzeniach i potrzebach. Orteza pozostaje wygodna nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza nadgarstka z ujęciem kciuka Ligaflex Manu

Mocne podparcie

Dzięki dwóm anatomicznym ukształtowanym stłokom orteza zapewnia mocne podparcie kciuka i nadgarstka, nie zmuszając ręki do przyjmowania niewygodnej pozycji. Pomaga to zmniejszyć napięcie i ułatwia gojenie w tych obszarach. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowania obie podpory w obszarze dłoni i kciuka są przezroczyste, dzięki czemu można wykonywać zdjęcia rentgenowskie bez konieczności zdejmowania ortezy.

Wygodna konstrukcja

W orciezie zastosowano dzianinę 3D, która jest lekka i oddychająca, dzięki czemu zapewnia wyjątkowy poziom komfortu. Tkanina ta została również zabezpieczona przed bakteriami, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego noszenia.

Refundacja NFZ

Orteza jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Kod refundacji NFZ: L. 048

Właściwości:

- unieruchomienie nadgarstka i kciuka dzięki 2 sztywnym fiszbinom o anatomicznym, dopasowującym się kształcie,
- przepuszczalna tkanina, wewnątrz z podszewką piankową,
- system podwójnego paska pozwalający zapewnić równomierną kompresję,

Wskazania:

- skręcenie nadgarstka i/lub kciuka,
- niechirurgiczne złamanie kości łódeczkowatej,
- niechirurgiczne złamanie nadgarstka,
- unieruchomienie pourazowe lub pooperacyjne nadgarstka/kciuka,
- zapalenie ścięgien nadgarstka i/lub kciuka,
- zespół de Quervaina,
- reumatoidalne zapalenie stawów,
- zapalenie nadkłykcia bocznego kości ramiennej,
- leczenie zachowawcze zespołu cieśni nadgarstka,
- choroba zwyrodnieniowa kciuka/nadgarstka,
- deficyty nerwowo-mięśniowe (przykurcze, opadanie dłoni, spastyczność itp.).

Tabela rozmiarów:

Rozmiar ortozy:	Obwód nadgarstka [cm]:
I	10 - 13
II	13 - 15
III	15,5 - 17,5
IV	18 - 20
V	20,5 - 23

Jak założyć ortezę nadgarstka Ligaflex Manu z ujęciem kciuka — film prezentacyjny:

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Nadgarstek / kciuk

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar I - obwód nadgarstka: 10-13 cm, Rozmiar II - obwód nadgarstka: 13-15 cm, Rozmiar III - obwód nadgarstka: 15,5-17,5 cm, Rozmiar IV - obwód nadgarstka: 18-20 cm, Rozmiar V - obwód nadgarstka: 20,5-23 cm
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy