



Orteza na stopę opadającą SpryStep Max

Opis produktu:

Dynamiczna przednia orteza stawu skokowego i stopy SpryStep Max.

- Struktura z włókna węglowego
- Orteza dostępna w dwóch modelach: lewym i prawym
- Możliwość dopasowania długości poprzez przycięcie podeszwy przez lekarza

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Orteza na stopę opadającą SpryStep Max

Orteza SpryStep Max, wykonana z włókna węglowego, przeznaczona jest głównie dla pacjentów z osłabieniem przedniego mięśnia piszczelowego i mięśnia brzuchatego łydki. Jest łatwa w założeniu, wspiera kolano i przywodzi je w kierunku wyprostu, pomaga utrzymać kolano w fazie podparcia oraz zapewnia doskonałą stabilność i zwrot energii.

Wskazania

- Osłabienie kończyny dolnej o podłożu neurologicznym, urazowym lub mięśniowym

Pacjenci docelowi

- Pacjenci z osłabieniem kończyny dolnej w stopniu nieznacznym do średniego (osłabienie przedniego mięśnia piszczelowego i mięśnia brzuchatego łydki)

Cechy charakterystyczne

- Przednia struktura z włókna węglowego wspiera kolano i przywodzi je w kierunku wyprostu, pomaga osłabionym zginaczom podeszwowym zapewnić siłę napędową i utrzymać kolano w fazie podparcia
- Sztywność konstrukcji w połączeniu z elastycznością podeszwy zapewnia doskonałą stabilność i zwrot energii
- Boczne ułożenie cholewki przed kostką pozwala na łatwe włożenie do buta
- Dwa modele: lewy i prawy

Prezentacja produktu:

Dane techniczne:

Nazwa ortezy	SpryStep Max
Kod refundacji NFZ	J. 037
Kolor	

	Rozmiar buta	Długość stopy		Wysokość produktu
		Min.	Maks.	
XS	31-34	19,5 cm	21,5 cm	33,5 cm
S	34-37	21 cm	23 cm	37 cm
M	37-40	23 cm	25,5 cm	39,5 cm
L	40-43	25,5 cm	27,5 cm	42 cm
XL	43-46	27,5 cm	29 cm	42 cm

Sprzęt dynamiczny, możliwość dopasowania długości poprzez przycięcie podeszwy przez lekarza.

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Tak
Części ciała: Stopa

Model:

Opieka nad pacjentem - ortezy rozmiar: Rozmiar XS, Rozmiar S, Rozmiar M, Rozmiar L, Rozmiar XL
Opieka nad pacjentem - model: Lewy, Prawy