


Opaskowa elektroda stymulująca

Opis produktu:

Wielorazowa **opaskowa elektroda stymulująca** składająca się z dwóch opasek rzepowych, które umieszcza się na palcu u rąk lub nóg pacjenta. Elektrode podłącza się do aparatu za pomocą dodatkowego kabla ekranowego z dwoma wtykami TP 0,7 mm.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Opaskowa elektroda stymulująca

Wielorazowa opaskowa elektroda stymulująca składająca się z dwóch opasek rzepowych, które umieszcza się na palcu u rąk lub nóg pacjenta. Elektrode podłącza się do aparatu za pomocą dodatkowego kabla ekranowego z dwoma wtykami TP 0,7 mm. W celu uzyskania lepszego sygnału opaski należy namoczyć w roztworze soli lub użyć żelu przewodzącego. Po badaniu opaski z rzepami należy umyć w czystej wodzie, aby usunąć wszelkie pozostałości soli lub żelu.

Elektroda nie zawiera kabla, należy go dokupić osobno.

Informacje:

Użycie: wielorazowe

Kabel: brak

Rodzaje elektrod: opaskowe

Rodzaje elektrod: pierścieniowe / obrączkowe

Opcje produktu:

Kategoria: Elektrody powierzchniowe