

Uprząż typu "lejce" U78 Neo

Opis produktu:

Pasy U78 Neo, stosowane do korekty i stabilizacji tułowia w typowych deformacjach kręgosłupa, jak kifoza czy skolioza.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Uprząż typu "lejce" U78 Neo

Prawidłowa postawa ciała to taka, która zapewnia optymalną stabilność, wymaga minimalnego wysiłku mięśniowego do jej utrzymania w pionie oraz stwarza warunki do optymalnego ułożenia narządów wewnętrznych. Prawidłowa postawa charakteryzuje się:

- prostym ustawieniem głowy,
- fizjologicznymi wygięciami kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej i prostym kręgosłupem w płaszczyźnie czołowej,
- dobrze wysklepioną klatką piersiową,
- ramionami delikatnie cofniętymi w stosunku do miednicy,
- symetrycznym ułożeniem miednicy.

Kręgosłup najbardziej obciąża siedzenie, dlatego ważne jest, aby osoba siedząca w wózku miała zagwarantowane prawidłowe podparcie.

Standardowo wszystkie pasy stabilizujące górną część ciała są dostarczane z przednią regulacją napięcia, która umożliwia osobie siedzącej w wózku samodzielne wyregulowanie napięcia. Możliwe jest dostarczanie pasów i kamizelek z regulacją tylną, kiedy nie jest wskazane aby pacjent miał

dostęp do samodzielnego wyregulowania napięcia.

Wymiary

Sposób doboru pasów oraz kamizelek: należy zmierzyć szerokość ramion biorąc pod uwagę tendencję do zmiany wagi, wzrostu oraz grubsze ubranie.

XS	S	M	L	XL
24-28 cm	28-33 cm	33-41 cm	41-48 cm	48-56 cm

Informacje:

Produkt refundowany NFZ: Nie
Części ciała: Plecy

Opcje produktu:

Rozmiar: XS, S, M, L, XL