

TENS ECO 2 elektrostymulator



Opis produktu:

TENS Eco 2 to najnowsze osiągnięcie firmy Schwa-Medico w dziedzinie urządzeń TENS. Duża różnorodność programów (12 wstępnie ustawionych) oferuje łatwy dobór parametrów leczenia. TENS Eco 2 łączy wysoką jakość uśmierzania bólu z nowoczesnym i przyjaznym designem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrostymulator TENS Eco 2

TENS Eco 2 to najnowsze osiągnięcie firmy Schwa-Medico w dziedzinie urządzeń TENS. Duża różnorodność programów (12 wstępnie ustawionych) oferuje łatwy dobór parametrów leczenia. TENS Eco 2 łączy wysoką jakość uśmierzania bólu z nowoczesnym i przyjaznym designem.

Zintegrowany akumulator

TENS Eco 2 pracuje ze zintegrowanym akumulatorem, co zmniejsza długotrwały koszt baterii zarówno dla pacjentów jak i terapeutów.

Natężenie

Natężenie TENS Eco 2 można zwiększać etapami co 0,5 mA, aby zagwarantować komfortową stymulację dla pacjenta.

Parametry

Parametry każdego programu są wyświetlane w lewym górnym rogu TENS Eco 2, co ułatwia wybór programu.

Opakowanie

TENS Eco 2 jest zapakowany w małą szarą walizkę z ładowarką, dwoma kablami typu 5, klipsem do paska i opaską na szyję.

Wyposażenie standardowe:

- kabel połączeniowy elektrod typ 5.15,
- elektrody samoprzylepne 5x5 cm,
- ładowarka,
- etui,
- smycz z zaczepem do elektrostymulatora,
- instrukcja obsługi.

Cechy

- 12 wstępnie ustawionych programów do walki z bólem, stymulacji mięśni i relaksacji,
- 12 wolnych programów do własnych ustawień,
- dostępne prądy: TENS, TENS uderzeniowy (Burst), modulowana częstotliwość, stymulacja mięśniowa, stymulacja HAN,
- rodzaj elektrostymulatora: 2-kanałowy,
- typ wyświetlacza: LCD,
- system AKS: zintegrowany (prąd wyjściowy w postaci krótkich impulsów) mający na celu wzmocnić ochronę skóry

Informacje:

Przeznaczenie: fizjoterapia ortopedyczna

Kategoria: Elektrostymulatory

Waga: ok. 300 g

Klasyfikacja: produkt medyczny

Ilość kanałów: 2

Ilość gotowych programów: 12

Rodzaj stymulatora: przewodowe

Typy prądów: TENS

Typy prądów: Stymulacja HAN

Typy prądów: Modulowana częstotliwość

Typy prądów: Stymulacja mięśniowa

Typy prądów: TENS uderzeniowy (Burst)

Wymiary: 114 x 59 x 27 mm

Model:

Zasilanie: zintegrowane ładowalne baterie Ni-mH

4.8 V

Częstotliwość: 0.5 - 120 Hz

Natężenie prądu: 100 mA (ok. 1 kOhm)

Programy użytkownika: 12

Szerokość impulsu: 50 x 400 μ s