

Elipsa MS Viofor



Opis produktu:

Aplikator Elipsa MS wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Przeznaczony jest do stosowania lokalnego na małe powierzchnie ciała (małe i średnie stawy, przypadki stomatologiczne). Istnieje możliwość mocowania aplikatora np. do kończyny za pomocą paska.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elipsa MS Viofor

Aplikator Elipsa MS wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Przeznaczony jest do stosowania lokalnego na małe powierzchnie ciała (małe i średnie stawy, przypadki stomatologiczne). Istnieje możliwość mocowania aplikatora np. do kończyny za pomocą paska.

Parametr	Wartość
Wymiary	9,5 cm x 7,5 cm x 2 cm
Indukcja pola magnetycznego (szczytowa)	50 μ T - 1200 μ T
Częstotliwość pola magnetycznego	0,08 - 195 Hz
Powierzchnia aplikacji	ok. 20 cm ² (koło o średnicy ok. 5 cm)

Informacje:

Model: