

Aplikatory Viofor - mata 2S / 3S / 6S

Opis produktu:

Cechy charakterystyczne mat Viofor:

- **Magnetostymulacja** - maty wytwarzają impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości w formie magnetostymulacji.
- **Na leżać** - maty Viofor to również komfortowe zabiegi w pozycji leżącej.
- **Zastosowanie** - maty wykorzystywane są przez profesjonalistów, jak również w warunkach domowych.
- **Możliwość łączenia** - maty 3S i maty 6S pozwalają wykonać zabieg łączony z aplikatorami poduszka i pierścień.

Współpracuje ze sterownikami: Clinic, Delux, Classic, Family, Family +

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator mata 2S

Mata 2S wytwarza impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości. Umożliwia wykonanie zabiegu w dwóch ułożeniach:

- **ułożenie przestrzenne** – dedykowane do pozycji siedzącej, zapewnia wzmocnienie pola magnetycznego w przestrzeni pomiędzy dwoma częściami (modułami magnetycznymi), w porównaniu do ułożenia płaskiego,
- **ułożenie płaskie** – dedykowane do pozycji leżącej.

Mata 2S zaprojektowana jest do częstego przenoszenia. Mata 2S składana jest na dwie części (jedno miejsce przegięcia) i posiada dwa moduły magnetyczne

Aplikator ogólnoustrojowy - mata 3S

Aplikator mata 3S dzięki dużej powierzchni obejmuje wszystkie części ciała, co pozwala na skuteczną terapię schorzeń wymagających regularnego stosowania, w których ważnym jest oddziaływanie ogólnoustrojowe na cały układ kostno-stawowy, neurologiczny, krążenia.

Mata 3S idealnie sprawdza się przy zaburzeniach mechanizmów fizjologicznych odpowiedzialnych za regenerację i relaksację, dla sportowców w celu regeneracji powysiłkowej czy osób wykonujących zwiększony wysiłek fizyczny lub poddanych długotrwałemu napięciu psychicznemu. Mata 3S składana jest na trzy części (w miejscach przegięć) i posiada cztery moduły magnetyczne.

Aplikator ogólnoustrojowy - mata 6S

Aplikator mata 6S dzięki dużej powierzchni obejmuje wszystkie części ciała, co pozwala na skuteczną terapię schorzeń wymagających regularnego stosowania, w których ważnym jest oddziaływanie ogólnoustrojowe na cały układ kostno-stawowy, neurologiczny, krążenia.

Mata 6S idealnie sprawdza się przy zaburzeniach mechanizmów fizjologicznych odpowiedzialnych za regenerację i relaksację, dla sportowców w celu regeneracji powysiłkowej czy osób wykonujących zwiększony wysiłek fizyczny lub poddanych długotrwałemu napięciu psychicznemu. Mata 6S składana jest na sześć części (w miejscach przegięć) i posiada cztery moduły magnetyczne.

Zastosowanie:

- Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i układu kostno-stawowego kończyn górnych i dolnych
- Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)
- Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK)
- Bóle migrenowe
- Osteopenia i osteoporoza
- Rozległe oparzenia i rozległe odleżyny
- Stany po udarze mózgu
- Schorzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, w których występuje spastyczność

- W odnowie biologicznej i profilaktyce zdrowia
- Jako element treningu sportowego w regeneracji powysiłkowej
- W depresji i zaburzeniach snu
- W stresie spowodowanym zwłaszcza długotrwałym napięciem psychicznym
- W zaburzeniach koncentracji

Dane techniczne

Parametr	Mata 2S	Mata 3S	Mata 6S
Wymiary [cm]	92 x 48 x 2	178 x 66 x 3	176 x 57 x 3
Wymiary po złożeniu [cm]	51 x 48 x 4	59 x 66 x 9	29 x 57 x 18
Indukcja pola magnetycznego (szczytowa) [μ T]	22,5 - 540	11,5 - 276	11,5 - 276
Częstotliwość pola magnetycznego	0,08 - 195 Hz, z podziałem na: • częstotliwości podstawowe impulsów: od 180 Hz do 195 Hz • częstotliwości paczek impulsów: od 12,5 Hz do 29 Hz • częstotliwości grup paczek: od 2,8 Hz do 7,6 Hz • częstotliwości serii: od 0,08 Hz do 0,3 Hz		

Informacje:

Model:

Mata Viofor: Mata 2S, Mata 3S, Mata 6S