

Ramię do zabiegów ED

Opis produktu:

Ramię do zabiegów, umożliwiające anatomicznie prawidłowe ułożenie penisa.

- Produkt pełnowartościowy, bez śladów użytkowania.
- Oryginalne lub uszkodzone opakowanie.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Ramię do zabiegów ED

Stojak zabiegowy ED umożliwia **anatomicznie prawidłowe ułożenie penisa** podczas terapii **pozaustrojową falą uderzeniową - ESWT**. Urządzenie zostaje umieszczone między udami pacjenta przed rozpoczęciem terapii. Następnie, przy pomocy prostego w obsłudze mechanizmu przesuwne, ustawiana jest jego wysokość. Stojak zabiegowy wykonano ze szkła akrylowego (polimetakrylan metylu, PMMA).

W celu zapewnienia maksymalnej higieny, produkt należy przykryć sterylną serwetą/folią ochronną, aby nie dopuścić do bezpośredniego kontaktu pacjenta ze stojakiem.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe
Stan: doskonały

Opcje produktu: