



Zestaw zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ ze złączem ENFit

Opis produktu:

Zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ wprowadzany metodą endoskopową / radiologiczną firmy **Avanos**, który wyposażony jest w zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*. Ponadto zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ obciążony jest wolframem w części jelitowej, w celu unieruchomienia zgłębnika za zwieraczem odźwiernika.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ ze złączem ENFit

Wprowadzany metodą endoskopową / radiologiczną

Cechy charakterystyczne:

- wykonany z silikonu medycznego, porty dostępu z oddzielnymi oznaczeniami:
- a) Gastric - ze złączem ENFit® (do dekompresji / odbarczania żołądka),
- b) Jejunal - ze złączem ENFit®,
- c) Bal. - służy do napełniania / opróżniania balonika mocującego,
- oznaczenie średnicy zgłębnika GJ nadrukowane na porcie balonika,
- oznaczenia w centymetrach,
- zewnętrzny talerzyk mocujący SECUR-LOK*,
- wewnętrzny, silikonowy balonik retencyjny,
- zgłębnik obciążony wolframem w części jelitowej w celu unieruchomienia zgłębnika za zwieraczem odźwiernika,
- dystalne otwory wylotowe nad końcówką zgłębnika oraz na samej końcówce wspomagające przepływ i eliminujące ryzyko zapchania,
- stożkowa końcówka oraz szew pętlowy ułatwiający wprowadzanie zgłębnika przez odźwiernik.

Zestaw zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ ze złączem ENFit zawiera:

Zestaw endo/radio zawiera:

- 1 - zgłębnik żołądkowo-jelitowy
- 1 - silikonowy przewód
- 1 - strzykawka ENFit® 35 ml

Zestaw zgłębnik żołądkowo-jelitowy MIC*GJ ze złączem ENFit

wprowadzany metodą endoskopową / radiologiczną

Kod produktu	Rozmiar (śr. zewn.)	Długość stomii	Zalecane wypełnienie balonika	Maksymalne wypełnienie balonika	Opakowanie
8650-16-15	16 Fr	15 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-16-22	16 Fr	22 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-16-30	16 Fr	30 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-16	16 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8650-18-22	18 Fr	22 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-18-30	18 Fr	30 cm	5 ml	10 ml	1 szt./op.
8650-18	18 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.
8650-22	22 Fr	45 cm	7-10 ml	15 ml	1 szt./op.

Długość części jelitowej należy mierzyć od dalszego końca balonika mocującego do końca cewnika

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe
Zgłębniki gastrostomijno-jelitowe: Zgłębnik balonowy, gastrostomijno-jelitowy (GJ)

Model:

Zestawy AVANOS: 8650-16-15 - 16 Fr - 15 cm - 5 ml - 10 ml, 8650-16-22 - 16 Fr - 22 cm - 5 ml - 10 ml, 8650-16-30 - 16 Fr - 30 cm - 5 ml - 10 ml, 8650-16 - 16 Fr - 45 cm - 7-10 ml - 15 ml, 8650-18-22 - 18 Fr - 22 cm - 5 ml - 10 ml, 8650-18-30 - 18 Fr - 30 cm - 5 ml - 10 ml, 8650-18 - 18 Fr - 45 cm - 7-10 ml - 15 ml, 8650-22 - 22 Fr - 45 cm - 7-10 ml - 15 ml