

Moduł łokciowy C.E.M. - uzupełnienie szyny CPM Centura



Opis produktu:

Dodatkowy moduł do szyny CENTURA z ruchem zgięcie/wyprost łokcia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Moduł łokciowy C.E.M.

C.E.M. Moduł łokciowy, opcjonalne uzupełnienie do **szyny Centura do ćwiczeń stawu barkowego**. Umożliwia wykonywanie ruchu: wyprost/zgięcie stawu łokciowego w zakresie od -10° do 135° ze stałą prędkością/supinacją, wszystko w płaszczyźnie odwodzenia.

Pozwala na przeprowadzanie ćwiczeń z wyprostem/zgięciem łokcia ze stałą pronacją i supinacją, we wszystkich płaszczyznach odwiedzenia barku. Dostępny w dwóch wersjach – osobne urządzenie lub dodatkowy moduł do szyny Centura.

	CENTURA 1 MOTOR (Flex / Ext)	CENTURA 2 Motors	Moduł Kinetec CEM	Moduł odwodzenia horyzontalnego	CENTURA B&W
Zakres ruchu (ROM)					
Odwiedzenie / przywiedzeni		20° do 160°			20° do 160°

e [°]
Odwiedzenie / przywiedzenie z zsynchronizowaną rotacją [°]
Rotacja barku wew./zew. barku [°]
Zgięcie / wyprost barku [°]
Zgięcie / wyprost łokcia [°]
Odwiedzenie horyzontalne [°]
Parametry urządzenia
 ruch aktywny i pasywny
ciągły
detekcja maksymalnego ROM pacjenta (manualna lub w trybie BYPASS)
regulacja prędkości
ćwiczenia przeprowadzane w pozycji leżącej
ćwiczenia przeprowadzane w pozycji siedzącej
Parametry użytkownika
maksymalna waga użytkownika
wzrost użytkownika (min / max)
Cechy urządzenia
liczba programów
pilot zdalny
regulacja siły inwersji
automatyczne resetowanie

20° do 160° / -30° do 90°					
-60° do 90°		20° do 180°			
20° do 180°					
● -10° do 135°					
● -30° do 110°					
50° - 140° / min (5 poziomów)					
130 kg					
140 / 200 cm					
16					
6 poziomów					

ustawień przy zmianie rodzaju ruchu					
pauza w wyproście / zgięciu	0 - 900 sek				
tryb BYPASS *)	(nieдоступny w ruchu zsynchronizowanym)				
waga urządzenia	38 kg	41 kg			27 kg
wymiary (dł x szer x wys.) [cm:]	85 X 69 X 48 cm	85 x 69 x 48			77 x 75 x 40

Bezpieczeństwo

przycisk START / STOP / REVERSE	
regulacja progu bólu	
zmiana kierunku ruchu przy oporze (autorewers przy spastyce)	
blokada pilota	

Wersja Data Capture (DC)

raport pacjenta	●
programowanie przez komputer	●
analiza danych	●
liczba dostępnych programów / ustawień pacjenta	nieograniczona

Dane ogólne

napięcie [V]	100 do 240 V
moc [W]	50 W
klasyfikacja	typ B / klasa I
zgodność EMC	
CE	

- Standard - Brak ● - Opcja

* Tryb BYPASS umożliwia dostosowanie zakresu ruchomości do tolerancji pacjenta (progu bólu) w trakcie sesji.

Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

Model: