

Cryoflow ICE-IR - aparat do krioterapii

Opis produktu:

Aparat do krioterapii Gymna Cryoflow ICE-IR, wyposażony w czujnik temperatury na podczerwień, bezobsługową technologię chłodzenia i wytrzymałe ramię nośne. Przepływ powietrza jest elektronicznie regulowany w celu osiągnięcia i utrzymania pożądanej temperatury.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Cryoflow ICE-IR - aparat do krioterapii

Cechy charakterystyczne:

- Maksymalny przepływ powietrza 1000 l/min.
- Czujnik temperatury na podczerwień.
- Dioda LED jako element ułatwiający orientację przy pomiarze podczerwieni.
- Elektroniczna regulacja przepływu powietrza.
- Bezobsługowa technologia chłodzenia.
- Wytrzymałe ramię nośne.

Zastosowanie:

- obrzęki,
- krwiaki,
- niedowłady spastyczne,
- zespół Sudecka w pierwszym stadium,
- zespół zmiężdżenia,
- zwichnięcia,
- naderwanie mięśni w fazie ostrej,
- jako działanie przygotowawcze do innych zabiegów w przypadku dysfunkcji narządu ruchu,
- po urazach lub operacjach narządu ruchu.

Działanie:

- przeciwbólowe,
- przeciwzapalne,
- przeciwobrzękowe,
- anty-spastyczne,
- stymulacja cyrkulacji krwi.

Akcesoria:

Dysza o średnicy 5 mm

Dysza o średnicy 15 mm

Dysza o średnicy 20 mm

Regulowane ramię do zabiegów

Rękaw

Dane techniczne:

Zasilanie:	230 V, 50 Hz.
Zewnętrzny bezpiecznik elektryczny:	T 16 A przy 230 V.
Bezpiecznik urządzenia:	T10A 250V AC Zwłoczny przy 230 V.
Maksymalny pobór mocy:	1,2 kVA.
Klasa ochronności:	I.
Stopień ochrony:	IP 21.

Tryby pracy:	Praca w trybie automatycznym, 1 do 590 minut.Praca w trybie ręcznym, 1 do 590 minut.Program stały.
Bezwzględna dokładność pomiaru temperatury w podczerwieni:	+/- 2°C, w odległości 4 cm od dyszy (przecięcie płamki IR i środka strumienia zimnego powietrza).
Optymalna odległość terapii podczerwienią:	3 cm do 6 cm, dysza do powierzchni skóry.
Pomoc w orientacji przy pomiarze w podczerwieni:	czerwona dioda LED, obszar koła.
Ustawienie czasu, przyrosty:	1 minuta.
Wyświetlacz:	duży wyświetlacz LCD, podświetlany.
Regulacja powietrza:	10 stopni w trybie ręcznym lub ciągła w trybie automatycznym.
Maksymalny przepływ powietrza:	1000 l/min.
Zimne powietrze:	schłodzone do -32 °C i nawiewane na skórę przez wąż zabiegowy.
Obieg chłodzenia:	bezobsługowy, obieg zamknięty, czynnik chłodzący R 452A.
Wąż:	o długości około 1600 mm z 2 przegubami (360°) dla optymalnej elastyczności.
Przewód zasilający, średnia długość:	2,5 m.
Maksymalny poziom hałasu:	72 dBA, przy stopniu ochrony powietrza 10.
Wymiary (głębokość x szerokość x wysokość):	687 mm x 569 mm x 1117 mm.
Średnia waga:	90 kg.

Informacje:

Krioterapia: Aparaty do krioterapii

Model: