



Komora Normotech Dual - połączenie komory hiperbarycznej i normobarycznej

Opis produktu:

Innowacyjna komora **HIPER - NORMO - BARYCZNA** z systemem **Normotech Dual** zapewniającym **dwa tryby pracy: normobaryczny oraz hiperbaryczny!**

Połączenie dobrze znanego i ugruntowanego zabiegu hiperbarycznego z zyskującą coraz większą popularność normobarią w jednym systemie. Zmiana trybu pracy komory jest tak prosta, jak naciśnięcie jednego przycisku na panelu kontrolnym. Wybrany tryb jest **natychmiast gotowy do pracy.**

Automatyzacja procesu sprężania i rozprężania oraz doboru mieszanki gazów nie wymaga udziału operatora. Wszystko dzieje się automatycznie, a zadanie operatora sprowadza się do wybrania odpowiedniego trybu pracy oraz zamknięcia/otwarcia komory.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Komora Normotech Dual - dwa tryby pracy:

Tryb normobaryczny parametry:

- 40% tlenu,
- 2,5% dwutlenku węgla,
- 0,5% wodoru (wartości normalizują się w miarę przebiegu zabiegu),
- ciśnienie 1500 hPa (1,5 ATA)

Tryb hiperbaryczny parametry:

- 93%(+/-3) tlenu,
- ciśnienie od 1200 (1,2 ATA) do 1500 hPa (1,5 ATA) w zależności od długości sesji,

O **wartości parametrów** dba autorsko zaprojektowany **system sterowania komorą Normotech Dual**, który pozwala na utrzymanie pełnych wartości wszystkich parametrów już w ciągu **25 minut od uruchomienia urządzenia** i zapewnia stałe wartości wszystkich gazów przez cały czas trwania sesji.

Jaką powierzchnię wymaga komora Normotech Dual?

Komora Normotech Dual nie ma szczególnych wymagań jeśli chodzi o jej instalację. Do ustawienia komory wystarczy 15 m², gniazdko elektrycznie 230V oraz podłączenie do internetu za pomocą kabla Ethernet. Po zamówieniu dostarczamy cały system gotowy do pracy. Instalujemy w pomieszczeniu docelowym, łączymy komorę z systemem Normotech Dual oraz szkolimy personel z obsługi. Wszystko trwa kilka godzin. Zalecamy również, aby pomieszczenie było klimatyzowane.

Sprawdź dokładną listę wymogów instalacji w plikach do pobrania.

Nowoczesna mobilna komora hiper - normo - baryczna charakteryzuje się niewielkimi kosztami eksploatacyjnymi.

Urządzenie przystosowane jest do pracy ciągłej, dlatego sprawdzi się w miejscach jak:

- Gabinety fizjoterapii,
- Salony wellness i SPA,
- Uzdrowiska,
- Siłownie, salony fitness,
- Samodzielny gabinet normobaryczny

I równocześnie świetnie sprawdzi się jako prywatna domowa komora normobaryczna, w której można spać i odbywać pełnowymiarowe nocne sesje normobaryczne.

Jak normobaria wpływa na nasze zdrowie?

Dostarczenie organizmowi większej ilości tlenu, dwutlenku węgla i wodoru sprawia, że już pierwszy zabieg tlenoterapii normobarycznej wpływa na znacznie lepsze dotlenienie komórek. To bezpośrednio przyczynia się do poprawy ich ogólnej kondycji i znacznie zmniejsza ewentualne stany zapalne w organizmie. Przyspieszony zostaje także rozwój nowych naczynek krwionośnych.

Komora Normotech Dual to intuicyjna obsługa i zautomatyzowany proces.

Urządzenie nie wymaga zatrudnienia dodatkowego personelu, obsługa jest intuicyjna oraz zautomatyzowana. Po wystartowaniu sesji nie wymaga dodatkowych czynności ze strony operatora. Parametry w komorze monitoruje system Normotech Dual. Znajdujące się w środku kamera online oraz system komunikacji głosowej umożliwiają kontakt z klientem oraz dbają o jego komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Praca z komorą została maksymalnie uproszczona. Poprzez podłączenie do internetu producent monitoruje parametry we wszystkich swoich urządzeniach online, co daje gwarancję niezawodniej pracy przez 365 dni w roku. Dodatkowo, przegląd techniczny należy wykonać tylko raz do roku.

Komora Normotech wykonana jest z najwyższej jakości materiałów

Komora Normotech Dual wykonana jest z najwyższej jakości materiałów. **Trójwarstwowa konstrukcja poszycia** zapewnia maksymalną wytrzymałość mechaniczną i **bezpieczeństwo**. Zadbano również o minimalistyczny, czysty design - zewnętrzną, czwartą warstwę stanowi wysokiej klasy poszycie ze skóry ekologicznej.

Nowoczesna jednostka sterująca Normotech Dual wykończona w białym połysku nie tylko wpasuje się w każde wnętrze, ale także nada mu niepowtarzalny charakter. W górnej części obudowy zamontowany jest 15" dotykowy **panel do sterowania systemem**. Wewnątrz komory znajduje się drugi panel pozwalający **śledzić parametry pracy w czasie rzeczywistym** oraz posiadający przyciski funkcyjne. Projekt udoskonalony jest w każdym szczególe, a jego nietuzinkowy wygląd i wykończenie zwraca uwagę.

Urządzenie posiada stosowne **certyfikaty** i **spełnia wszystkie obowiązujące w EU normy**.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze komory	do 1500 hPa (1,5 ATA)
Poziom hałasu	max. 63 dB
Stężenie tlenu normobaria	40%
Stężenie wodoru normobaria	0,50%
Stężenie dwutlenku węgla normobaria	do 2,5%
Stężenie tlenu hiperbaria	93 (+/-3)%
Wilgotność	30% - 40%

Temperatura	18 - 24 °C
Wymiary komory	220 x 85 cm
Wymiary urządzenia sterującego	140 x 70 x 110 cm
Moc	2,34 kW

Prezentacja produktu:

Informacje:

Komory Hiperbaryczne: Komory

Model: