

Mankiet do aparatu Phlebo Press DVT All in One



Opis produktu:

Mankiet do aparatu Phlebo Press® DVT 603 All in One™, wykorzystywanego do **terapii przeciwzakrzepowej żył głębokich**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mankiet do zastosowania przy terapii przeciwzakrzepowej żył głębokich z urządzeniem Phlebo Press® DVT All in One™

Gradientowa kompresja obwodowa przy zastosowaniu **mankietu czterokomorowego** lub ekonomiczna, asymetryczna kompresja przy zastosowaniu **mankietów jednokomorowych** zawarte w jednym urządzeniu.

- Sekwencyjna gradientowa **kompresja obwodowa przy 45 mmHg** z zastosowaniem mankietów czterokomorowych.
- **Kompresja przerywana** z zastosowaniem mankietów jednokomorowych.
- **Mankiety stóp** pracują przy **ciśnieniu 130 mmHg** – do **zabiegów ortopedycznych** wymagających dostępu do obszaru kolan.
- Automatyczne rozpoznawanie dowolnej **kombinacji mankietów - jednej lub obu nóg, stopy, łydki lub uda**. Po **przyciśnięciu przycisku START**, urządzenie zidentyfikuje i zastosuje **prawidłowe ciśnienie** oraz sposób terapii.
- Bateria do ośmiu godzin pracy bez zasilania sieciowego, ciągłe ładowanie podczas pracy na zasilaniu.
- Wyraźne **alarmy dźwiękowe i wizualne**. Łatwa identyfikacja ewentualnych błędów w

użytkowaniu np. **zagięty wąż, odłączony** lub **nieprawidłowo założony mankiet**.

- **Miękkie i łatwe w noszeniu mankiety** zapewniają utrzymanie odpowiedniej temperatury i wentylacji kończyny oraz zapobiegają podrażnieniom skóry.

Publikacje naukowe

Tytuł	Autor	Link
Acute pulmonary embolism and COVID-19 pneumonia: a random association?	Gian Battista Danzi, Marco Loffi, Gianluca Galeazzi, Elisa Gherbesi, Acute pulmonary embolism and COVID-19 pneumonia: a random association?, European Heart Journal, , ehaa254.	zobacz
Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study	2020 Mar 28;395(10229):1054-1062. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30566-3. Epub 2020 Mar 11.	zobacz
Risk assessment of venous thromboembolism and bleeding in COVID-19 patients	Xu J-F et al. Risk assessment of venous thromboembolism and bleeding in COVID-19 patients. Respiratory Research (under review). doi10.21203/rs.3.rs-18340/v1.	zobacz
COVID-19 complicated by acute pulmonary embolism	Xie et al. COVID-19 complicated by acute pulmonary embolism. Radiology: Cardiothoracic Imaging 2020; 2(2):e200067	zobacz
Cardiovascular considerations for patients, healthcare workers and health systems during the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic	Driggin E. et al. Cardiovascular considerations for patients, health care workers, and health systems during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. Journal of the American College of Cardiology, in press (March 17, 2020).	zobacz
Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia	Tang et al. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis in patients with novel coronavirus pneumonia. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2020;18:844-847.	zobacz

Informacje:

Kategoria: Terapia uciskowa

Model:

Terapia uciskowa MEGO AFEK: para mankietów łydka i udo
Rozmiar mankietów PVD Mego Afek: M, L, S