

Monopolarna sonda do bezpośredniej stymulacji nerwu



Opis produktu:

Jednorazowe monopolarne sondy do bezpośredniej stymulacji nerwu marki Friendship są głównie używane do stymulacji nerwów obwodowych. Obszar stymulacji zależy od ustawienia elektrod zwrotnych. Sonda monopolarna jest zazwyczaj stosowana do stymulacji w obrębie lub wokół guzów.

- Sterylne.
- Jednorazowe.
- Pakowane pojedynczo.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Monopolarna sonda do bezpośredniej stymulacji nerwu

Jednorazowe sondy do stymulacji nerwu marki Friendship zostały opracowane w celu stymulacji i monitorowania obwodowego układu nerwowego podczas operacji i zabiegów. Stymulacja nerwu zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami na końcu sondy.

Zastosowanie sond stymulacyjnych może pomóc lekarzom podczas lub po operacji, w analizie i określeniu czy funkcja nerwów jest prawidłowa.

Wszystkie sondy stymulacyjne zostały wyposażone w wygodny uchwyt zapewniający precyzyjną i stabilną pracę. Wszystkie sondy Friendship są wyposażone w przewód o długości 250 cm, aby zapewnić chirurgowi maksymalną elastyczność.

Firma Friendship Medical oferuje szeroki wybór wysokiej jakości sond do lokalizacji nerwów do różnych procedur.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Średnica końcówki	Długość trzonu	Kształt trzonu	Izolacja bez końcówki	Kąt końcówki	Opak.
3001	PNM 0.8/90	0,8 mm	90 mm	Prosty	0,8 mm	Elastyczny 0-30°	1 szt.
3015-1	PNM 0.8/275	0,8 mm	275 mm	Prosty	0,8 mm	Elastyczny 0-30°	5 szt.
3041	PNM 0.8/90/1	0,8 mm	90 mm	Prosty	4 mm	Elastyczny 0-30°	1 szt.

Wszystkie sondy są dostarczane z przewodem o długości 2,5 m i złączem TP 1,5 mm.

Informacje:

Model:

Sondy Friendship: PNM 0.8/90, PNM 0.8/275, PNM 0.8/90/1