

Bipolarne sondy do bezpośredniej stymulacji nerwu



Opis produktu:

Jednorazowe bipolarne sondy do bezpośredniej stymulacji nerwu marki Friendship są używane głównie do stymulacji i monitorowania nerwów obwodowych oraz przewodnictwa nerwowego. Mogą być również używane do określenia czy nerw obwodowy funkcjonuje po przeszczepie. Obszar stymulacji znajduje się pomiędzy dwoma elektrodami.

- Sterylne.
- Jednorazowe.
- Pakowane pojedynczo.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bipolarna sonda do bezpośredniej stymulacji nerwu

Jednorazowe sondy do stymulacji nerwu marki Friendship zostały opracowane w celu stymulacji i monitorowania obwodowego układu nerwowego podczas operacji i zabiegów. Stymulacja nerwu zachodzi pomiędzy dwiema elektrodami na końcu sondy.

Zastosowanie sond stymulacyjnych może pomóc lekarzom podczas lub po operacji, w analizie i określeniu czy funkcja nerwów jest prawidłowa.

Wszystkie sondy stymulacyjne zostały wyposażone w wygodny uchwyt zapewniający precyzyjną i stabilną pracę. Wszystkie sondy Friendship są wyposażone w przewód o długości 250 cm, aby zapewnić chirurgowi maksymalną elastyczność.

Firma Friendship Medical oferuje szeroki wybór wysokiej jakości sond do lokalizacji nerwów do różnych procedur.

Nr do zamówienia	Nr katalogowy	Średnica końcówki	Długość trzonu	Kształt trzonu	Izolacja bez końcówki	Kąt końcówki	Opak.
3002	PNB 0.8x2/90	0,8 mm	90 mm	Prosty	2,5 mm	Elastyczny 0-30°	1 szt.
3017	PNBB 0.8x2/90	0,8 mm	80-120 mm	Prosty	2,5 mm	100°	1 szt.

Wszystkie sondy są dostarczane z przewodem o długości 2,5 m i złączem TP 1,5 mm.

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

Sondy Friendship: PNB 0.8x2/90