

Mars/Wenus - panele obrotowe

Opis produktu:

Fotele Mars i Wenus mogą być wyposażone w panele obrotowe do podtrzymania nóg pacjenta.

Panele te mają możliwość odchyłania na zewnątrz w płaszczyźnie siedziska. Umieszcza się je w otworach, które znajdują się pod siedziskiem fotela. Montaż paneli jest możliwy po zdjęciu zaślepek z otworów i wsunięciu mocowań do oporu w ramę siedziska. W celu zmiany kąta odchylenia należy poluzować pokrętła, ustawić odchylenie i dokręcić pokrętła.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Model:

Kolor tapicerki: 00 - Ecrú - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard