

Mars/Wenus - panel do przedłużenia siedziska



Opis produktu:

Fotele Mars i Wenus mogą być wyposażone w dodatkowy panel, zmieniający fotel w stół zabiegowy, co pozwala pacjentowi przyjąć pozycję leżącą. Panel ten umieszcza się w otworach, które znajdują się pod siedziskiem fotela. Montaż panelu jest możliwy po zdjęciu zaślepek z otworów i wsunięciu jego mocowania do oporu w ramę siedziska. Następnie należy za pomocą pokręteł zablokować panel.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Model:

Kolor tapicerki: 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, 00 - Ecru - Standard