

Mars/Wenus - podpory nóg



Opis produktu:

Zmianę położenia wysokości oraz zmianę kąta położenia podpory nogi na zacisku URO realizuje się przez odkręcenie (poluzowanie) pokręteł regulacyjnych tak, aby zapewnić swobodną regulację.

Po ustawieniu żądanego położenia należy zablokować pokrętła przez ich dokręcenie.

Dla wygodnego ułożenia nogi pacjenta na podporze, możliwa jest regulacja przez przegub kulowy blokowany pokrętłem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Model:

Kolor tapicerki: 01 - Beżowy - Standard, 02 - Niebieski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 04 - Terakota - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 06 - Szary - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, 00 - Ecrú - Standard