


Walek rehabilitacyjny do ćwiczeń

Opis produktu:

Walek rehabilitacyjny znajduje swoje zastosowanie przy zabiegach rehabilitacyjnych, gimnastyce korekcyjnej lub przy wykonywaniu masażu tradycyjnych i sportowych.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Walek do ćwiczeń rehabilitacyjnych

Wykonany z twardej poliuretanowej pianki, odpornej na deformacje. Tapicerka została wykonana z trwałego, zmywalnego skaju. **Wałek rehabilitacyjny** jest stosowany w **zabiegach rehabilitacji**, podczas gimnastyki korekcyjnej lub w czasie wykonywania masażu tradycyjnego i sportowego. Jest stosowany do podpierania stóp, kolan czy też barków. **Wałek rehabilitacyjny** może być wykonany w kilku wymiarach (**1000 x 500 mm, 1000 x 250 mm, 600 x 200 mm, 600 x 150 mm**). Pozwala to na dobór **wałka** odpowiedniego do wykonywanego zabiegu.

Wałek rehabilitacyjny - zastosowanie

- Gimnastyka korekcyjna,
- Gabinety masażu,
- Gabinety rehabilitacyjne,
- Sanatoria,
- Ośrodki SPA.

Opcje tapicerki

- Standard, 16 kolorów
- Premium, 12 kolorów

Dane techniczne:

Wymiary (dł. x śr.):	1000 x 500 mm	1000 x 250 mm	600 x 200 mm	600 x 150 mm
----------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Informacje:

Opcje produktu:

Kolor tapicerki: 06 - Szary - Standard, DOL-6734
Quetzal - Premium, 07 - Grafitowy - Standard
Wałki (dł. x szer.): 100 x 25 cm, 60 x 10 cm, 60 x 20 cm, 60 x 15 cm