


Orteza wspomagająca chwytanie ze wsparciem wyprostowania łokcia SaeboReach



Opis produktu:

Orteza SaeboReach powstała jako rozwiązanie problemu zginania stawu łokciowego powodując trudności z jego prostowaniem i użyciem ręki do funkcji. **SaeboReach** jest ortezą, która łączy zalety ortozy na rękę **SaeboFlex** z dodatkową funkcją prostowania łokcia. A więc pozwala na naturalne ułożenie dłoni, wyprostowanie palców, wykonywanie intensywnych **ćwiczeń poprawiających chwytanie przedmiotów**, a dodatkowo także umożliwia stymulację kontroli ruchu stawu łokciowego. **Orteza** zalecana jest szczególnie osobom, które mają problem z prostowaniem łokcia i u których kończyna górna ustawia się we wzorcu zgięciowym.

Formularz zamówienia znajdziesz w załącznikach lub pobierzesz klikając tutaj

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Orteza wspomagająca chwytanie ze wsparciem wyprostowania łokcia SaeboReach

Działanie ortozy SaeboReach oprócz funkcjonalności jaką posiada orteza Saeboflex polega na wspieraniu ruchu prostowania stawu łokciowego lub w ogóle umożliwieniu pokonania jego patologicznego zgięciowego ustawienia.

Dzięki **wzbogaconej wersji ortozy SaeboFlex o element na ramię i stworzenia ortozy SaeboReach** wielu pacjentów może korzystać z możliwości funkcjonalnego oraz samodzielnego używania ręki i chwytania, co z samą ortezą Saeboflex byłoby bardzo utrudnione, a czasami nawet niemożliwe.

Używanie ortozy SaeboReach jak udowodniło wiele konsultacji działa również bardzo korzystnie na poprawę kontroli oraz wzmocnienie ruchu podnoszenia ręki przodem w górę (sięgania w przód). Terapia z ortezą SaeboReach przynosi szybkie efekty widoczne poprzez zmniejszenie się często występującego kompensacyjnego ruchu odwiedzenia ramienia do boku w momencie gdy pacjent chce sięgnąć ręką w przód.

Zalety używania ortozy SaeboReach

- Samodzielne ćwiczenia w domu
- Unikalna intensywność rehabilitacji
- Używanie ręki do naturalnej funkcji czyli chwytu
- Wspieranie ruchu prostowania łokcia
- Korekcja patologicznego czyli zgięciowego ustawienia całej kończyny w pozycji stojącej
- Duża motywacja do ćwiczeń
- Biofeedback z realnego środowiska ćwiczeń
- Duża stymulacja mózgu do odbudowy funkcji używania ręki

Wskazania do używania ortozy SaeboReach

- SaeboReach jest przeznaczony dla pacjentów po udarze, urazie czaszkowo-mózgowym lub urazie rdzenia kręgowego.
- Każdy pacjent, u którego występuje zaciskanie się palców (napięcie w zginaczach palców).
- Pacjenci z problemem zginania się ręki w łokciu i brakiem kontroli ruch prostowania łokcia.
- Wszyscy pacjenci z brakiem lub ograniczeniem ruchu otwierania palców w wyniku spastyczności, która zaciska palce.

Przeciwwskazania

- Poważne deformacje stawów ręki lub łokcia.
- Przykurcz utrwalony zgięciowy w stawie łokciowym.
- RZS.
- Umiarkowany lub znacznego stopnia obrzęk dłoni.
- Otwarte rany.
- Brak logicznej komunikacji lub problem ze zrozumieniem wykonania podstawowych poleceń.

Informacje:

Model: