

Orteza na opadającą stopę SaeboStep

Opis produktu:



Orteza na stopę opadającą SaeboStep to nowatorski produkt opracowany dla pacjentów borykających się z problemem opadania stopy podczas chodu. Orteza na stopę zaprojektowana została w formie lekkiej opaski zakładanej powyżej kostki i połączonej z butem systemem zaciskającym BOA. To rozwiązanie sprawia, że pacjent przy pomocy jednej ręki jest w stanie samodzielnie regulować siłę z jaką podciąg unosi stopę w zgięciu grzbietowym.

Orteza na stopę opadającą SaeboStep została zaprojektowana w celu poprawy komfortu chodzenia oraz zapobiegania nieprawidłowym wzorcom ruchu podczas fazy przeniesienia. Podciąg ortezy ma ogromny wpływ na efektywność i skuteczność fizjoterapii pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stopa opadająca

Stopa opadająca to termin określający stan, w którym istnieje brak możliwości pełnego i czynnego zgięcia grzbietowego stopy z powodu niedowładu lub paraliżu mięśni grupy przedniej podudzia. Problem ten jest zauważalny zwłaszcza podczas chodzenia i prowadzi do kompensacyjnych ruchów, które negatywnie wpływają na wzorzec chodu i jakość życia.

Przyczyną opadania stopy jest zazwyczaj uszkodzenie nerwów obwodowych, które dostarczają impulsy do mięśni zginających grzbietową stronę stopy. Najczęstszymi przyczynami są urazy nerwu strzałkowego lub ucisk korzenia rdzeniowego w wyniku np. przepukliny kręgosłupa.

Opadająca stopa może również być wynikiem patologii w centralnym układzie nerwowym. Leczenie zależy od stopnia uszkodzenia nerwów. W przypadku braku możliwości powrotu funkcji nerwu, rozważa się operacyjny transfer określonych ścięgien mięśni.

Orteza na opadającą stopę SaeboStep

Orteza na stopę opadającą SaeboStep to idealne rozwiązanie dla osób borykających się z schorzeniem opadającej stopy. Orteza jest lekka i komfortowa w noszeniu oraz zapewnia ulgę podczas chodzenia.

Dzięki optymalnej długości, orteza oferuje szeroki zakres regulacji obwodowej (jeden rozmiar dla wszystkich). Orteza SaeboStep charakteryzuje się prostą i szybką obsługą. Wystarczy założyć opaskę powyżej stawu skokowego, przymocować linki do haczyków, a następnie dostosować regulację za pomocą pokrętła Boa. Im mocniej pokrętło zostanie dokręcone, tym wyżej stopa jest uniesiona podczas chodu.

Wskazania do używania ortezy na opadającą stopę SaeboStep

- skręcanie stawu skokowego,
- opadanie stopy,
- zgięciowe ustawienie kończyny dolnej w biodrze i kolanie,
- skracanie długości kroku,
- zwiększenie napięcia w kończynie górnej,
- ryzyko upadku,
- duży wydatek energetyczny.

Przeciwwskazania do używania ortezy na opadającą stopę SaeboStep

- deformacje stawów stopy lub stawu skokowego,
- umiarkowany lub znacznego stopnia ucisk w stopie i stawie skokowym,
- znacznego stopnia spastyczność stopy i stawu skokowego,
- otwarte rany.

Jak zbudowana jest orteza SaeboStep?

Regulacja ortezy SaeboStep

Mocowanie ortezy do buta

Załóż ortezę na kostkę i zaczeć linki na haczyki z oczkami. Nie potrzebujesz specjalnych butów!

Regulacja pokrętłem

Przekręć pokrętło, aby szybko dostosować kąt uniesienia stopy i zapewnić komfort podczas chodzenia.

Regulacja jedną ręką

Wygodne pokrętło oraz magnetyczny system zapięcia umożliwiają łatwe mocowanie urządzenia do kostki za pomocą jednej ręki.

Szybko zmniejsz napięcie

W przypadku zbyt mocnego napięcia ortezy za pomocą pokrętła zmniejszysz opór.

Informacje:

Kategoria: Ortezy

Model: