

Aplikator płaski-elastyczny APE-1

Opis produktu:

Aplikator płaski-elastyczny APE-1 podzielony jest na 8 cewek. Aplikator generuje pole magnetyczne o rozmiarze 12 cm x 23 cm.

Aplikator współpracuje z:

- Magnetronic MF-2
- Multitronic MT-8



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aplikator płaski-elastyczny APE-1

Wskazania do zastosowania aplikatora APE-1

Zabiegi dotyczące tułowia (narządy wewnętrzne, poszczególnych odcinków kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych oraz tzw. punktów bólowych)

Aplikator APE-1 dzięki jego elastycznej konstrukcji wywołuje pozytywne działanie miejscowe w stłuczeniach, zwłknięciach, skręceniach – obrażeniach miękkich struktur okołostawowych.

Dodatknie wyniki leczenia uzyskuje się w schorzeniach o charakterze zwyrodnieniowym, bólach przewlekłych, zmianach stawowych kręgosłupa, krzyżowo-biodrowych, kolanowych w stawie ramiennym.

Aplikator APE-1 zezwala również na stosowanie w tzw. punktach bólowych.

Wskazania do zabiegu magnetoterapii z aplikatorem APE-1:

- leczenie utrudnionego wzrostu kostnego
- stawy rzekome
- choroba Perthesa
- choroba Bechterewa (ZZSK)
- choroba Sudeck'a
- świeże złamania
- reumatoidalne zapalenia stawów
- chroniczne zapalenia stawów
- zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- osteoporoza

- stany po wszczepianiu endoprotezy, po operacyjnym leczeniu dyskopatii, po operacyjnym leczeniu mięśni i ścięgien
- zanik mięśni
- zakłócenia w krwiobiegu tętniczym
- zapalenie nerek, zwapnienia nerek
- astma oskrzelowa
- chroniczne stany zapalne podbrzusza
- niedowłady (wiotkość)
- nerwobóle : nerwu trójdzielnego, nerwoból międzyżebrowy
- Ischias, lumbago

Informacje:

Model: