

Let's Go - Chodzik do użytku domowego



Opis produktu:

Let's Go, to światowy sukces firmy TrustCare, a przede wszystkim bardzo praktyczne wsparcie w poruszaniu się dla osób, które potrzebują lekkiego i elastycznego chodzika do poruszania się w pomieszczeniach i przestrzeni domowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Let's Go - Chodzik do użytku domowego

Let's Go, to światowy sukces firmy TrustCare, a przede wszystkim bardzo praktyczne wsparcie w poruszaniu się dla osób, które potrzebują lekkiego i elastycznego chodzika do poruszania się w pomieszczeniach i przestrzeni domowej.

Chodzik Let's go ma również piękny, elegancki wygląd i dostępny jest w czterech różnych wersjach kolorystycznych.

Jest łatwy w obsłudze i użyciu, zwłaszcza w wąskich przestrzeniach, takich jak łazienka lub toaleta.

Posiada wyjmowaną tacę do transportu np. talerza lub filiżanki kawy. Można go używać jako wózka na żywność, małego stolika do spożywania posiłków, a także jako podpórki, gdy trzeba wstać z łóżka w środku nocy. Dodatkowym akcesorium jest kosz materiałowy, dostępny w dwóch rozmiarach i może być zamocowany do chodzika razem z tacą.

Uchwyt pokryty jest miękkim wykończeniem, a jego wysokość można regulować w celu dopasowania do potrzeb użytkownika. Let's go wyposażony jest w hamulec ręczny, który można łatwo obsługiwać jedną ręką i jest on aktywny na obu tylnych kołach oraz dodatkowy hamulec postojowy. Chodzik jest kompaktowy i można go łatwo złożyć, a po złożeniu może stać samodzielnie.

Funkcjonalność i wszechstronność w centrum uwagi.

Chodzik wyposażony jest w wyjmowaną tacę, na której można bezpiecznie posilek i napoje. Może on również służyć jako wózek do serwowania lub stolik do spożywania posiłków, a także jako wsparcie podczas wstawania z łóżka. Dodatkowo chodzik można wyposażyć w kosz materiałowy.

Kabineł użytkownika

Chodzik Let's Go dzięki swoim niewielkim rozmiarom jest łatwy w manewrowaniu i użyciu w małych pomieszczeniach i wąskich przejściach. Zdejmowana taca zapewnia idealną powierzchnię do postawienia naczyń, a kosz materiałowy umożliwia transport większej ilości przedmiotów np. prania. Chodzik jest lekki, wyposażony w gumowe kółka z łożyskami kulkowymi, co ułatwia płynną jazdę po różnych powierzchniach. Chodzik Let's Go stanowi doskonałe wsparcie w wykonywaniu podstawowych czynności domowych dla osób o ograniczonej mobilności.

Silnik i akumulator

Tak o Let's Go mówi Ester. "Let's Go jest wspaniały. Przechowuję rzeczy na tacy i zabieram ją ze sobą, gdy muszę zrobić pranie. Podąża za mną wszędzie w domu".

Ester Johansson, Ystad, Sweden

Katary do przechowywania

Kompaktowa konstrukcja chodzika Let's Go pozwala na łatwe złożenie chodzika. Po złożeniu Let's Go zajmuje niewiele miejsca, jest łatwy do przechowywania i transportu zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej na czterech kołach.

Przebiegiem z jazdy

Kółka Let's Go są wykonane z miękkiej gumy o średnicy 15 cm i wyposażone w łożyska kulkowe, które sprawiają, że chodzikiem łatwo się porusza i manewruje oraz zajmuje on niewiele miejsca, co jest szczególnie istotne w wąskich przejściach i niewielkich przestrzeniach.

Katary hamowania

Hamulec w chodzik Let's Go znajduje się pod rączką i biegnie od lewej do prawej strony. Można zahamować jednocześnie oba tylne koła jedną ręką, a także chwycić hamulec w dowolnym miejscu na miękkiej gumowej rączce.

Funkcjonalność

Taca w chodziku Let's Go jest wykonana z tworzywa sztucznego o matowej powierzchni, ma wymiary 42 x 35 cm i jest umieszczona na wysokości blatu wózka. Można ją łatwo zdejmować i zakładać.

Katary składania

Dzięki kompaktowej konstrukcji, po złożeniu chodzik Let's Go zajmuje niewiele miejsca i jest łatwy do przechowywania oraz transportu zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej na czterech kołach.

Zobacz jak wygląda produkt w wideo

Zapoznaj się z wizualizacją produktu w pełnym zakresie 360 stopni, umożliwiającą dokładne przyjrzenie się mu z każdego możliwego kąta.

Młoda, innowacyjna firma.

Długość:	54,5 cm
Waga:	6.5 kg
Wysokość uchwytu jest regulowana w zakresie:	83 - 95 cm
Maks. obciążenie tacy:	5 kg
Maks. obciążenie kosza:	3 kg
	Czarna tacka w zestawie

Przetestowano zgodnie z normą ISO 11199-2:2005 dla maksymalnej wagi użytkownika 100 kg.

Informacje:

Kategoria: Chodziki dla seniora

Model:

TrustCare - Let's Go Kolor: Złoty, Srebrny, Miedziany, Drewniany