


Elektroda guzikowa HF, monopolarna z kanałem ssąco-płuczącym

Opis produktu:

Elektroda guzikowa HF monopolarna nr kat. 8383813 marki Richard Wolf GmbH z kanałem ssąco-płuczącym to zaawansowane narzędzie chirurgiczne przeznaczone do precyzyjnych zabiegów elektrochirurgicznych. Dzięki zintegrowanemu kanałowi ssąco-płuczącemu elektroda umożliwia jednocześnie przeprowadzanie koagulacji oraz usuwanie płynów i zanieczyszczeń z pola operacyjnego, co znacząco zwiększa efektywność i bezpieczeństwo procedur.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektroda guzikowa HF, monopolarna z kanałem ssąco-płuczącym

Elektroda guzikowa HF:

- z monopolarnym przyłączem HF oraz kanałem ssąco płuczącym,
- płaszcz izolowany Ø 5,0 mm i dł. roboczej 317 mm.

Kluczowe cechy

- **Monopolarna funkcjonalność:** Umożliwia precyzyjną koagulację tkanek z wykorzystaniem prądu wysokiej częstotliwości.
- **Kanał ssąco-płuczący:** Zintegrowany kanał pozwala na przemienne odsysanie płynów i zanieczyszczeń oraz płukanie pola operacyjnego, co zwiększa widoczność i czystość podczas zabiegu.
- **Ergonomiczny design:** Zapewnia komfort użytkowania i pewny chwyt, co jest kluczowe podczas długotrwałych i precyzyjnych procedur chirurgicznych.
- **Wysokiej jakości materiały:** Wykonana z trwałych, odpornych na korozję materiałów

medycznych, elektroda gwarantuje długotrwałe i niezawodne użytkowanie.

- **Łatwość czyszczenia:** Konstrukcja elektrody umożliwia łatwe i dokładne czyszczenie oraz sterylizację, co zapewnia higienę i bezpieczeństwo każdej operacji.

Zastosowanie

- **Chirurgia ogólna:** Doskonała do zabiegów wymagających precyzyjnej koagulacji oraz jednoczesnego odsysania płynów, takich jak resekcja jelit czy usuwanie guzów.
- **Ginekologia:** Idealna do procedur laparoskopowych takich, jak histerektomia czy usuwanie torbieli jajników, gdzie precyzyjna koagulacja i czystość pola operacyjnego są kluczowe.
- **Urologia:** Niezastąpiona w zabiegach na pęcherzu moczowym, nerkach czy prostaty. Umożliwia dokładne koagulowanie tkanki i jednoczesne płukanie pola operacyjnego.

Elektroda do poprawnego funkcjonowania wymaga adaptera ssąco-irygacyjnego nr kat. 8583819 lub wielofunkcyjnego systemu ssąco-nawadniającego z uchwytem pistoletowym (nr kat. 8385.901 oraz 8385902).

Załączone zdjęcia do produktu są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi produkt wraz z innymi elementami.

Informacje:

Model: