

Frezy wielorazowe PowerDrive Art1

Opis produktu:

Frezy wielorazowe autoklawowalne przeznaczone do współpracy z uchwytami napędowymi M5/3 , M5/0 napędu PowerDrive Art1.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dostępne frezy:

89975.0032	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany Zastosowanie: nadgarstek, małe stawy (palce dłoni, stóp) Procedura: synwektomia,
89975.0033	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nasto Procedura: synwektomia, resekcja łąkotki, resekcja ścięgien, bursekton
89975.0034	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany

		Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy
	Procedura:	synwektomia, resekcja łąkotki, gładzenie powierzchni chrząstki stawowej, burssektomia
89975.0035	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, ząbkowany	
		Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny
	Procedura:	synwektomia, resekcja więzadeł, ścięgien, burssektomia
899732004	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy RESEKTOR z otworem przewodu o średnicy Ø 2mm; Ø 4,5mm; dł. robocza 200mm	
89975.0113	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, owalny, s	
		Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nasto
	Procedura:	wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej, resekcja tylnego rog
89975.0114	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, owalny, s	
		Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy
	Procedura:	wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej, resekcja tylnego rog
89975.0115	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, owalny, s	
		Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny
	Procedura:	wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej, synwektomia, bursse
89975.0253	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wypu	
		Zastosowanie: staw skokowy, staw ramienny, staw kolanowy u dzieci/nasto
	Procedura:	resekcja tylnego rogu łąkotki
89975.0254	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wypu	
		Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy
	Procedura:	resekcja tylnego rogu łąkotki
89975.0255	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wypu	

	Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny Procedura: resekcja tylnego rogu łąkotki
899732254	Resektor zakrzywiony wypukły agresywny, Ø 4,5mm; dł. robocza 200mm
89975.0263	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wklejony Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nastolatki Procedura: resekcja przedniego rogu łąkotki, wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej
89975.0264	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wklejony Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy Procedura: resekcja przedniego rogu łąkotki, wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej
89975.0265	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, wygięty, wklejony Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny Procedura: resekcja przedniego rogu łąkotki, wygładzanie powierzchni chrząstki stawowej
899732264	Resektor zakrzywiony wklęsły agresywny, Ø 4,5mm; dł. robocza 200mm
89975.0333	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, siekacz, s Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nastolatki Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien, więzadeł
89975.0334	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu resektor, siekacz, s Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien, więzadeł
899732334	Resektor Agresywny z otworem prowadzącym o dla przewodu o średnicy Ø 2mm, dł. robocza 200mm
89975.0494	Shaver PowerDrive ART1 2304 - frezwielorazowytypu "End - cutter" , śr

	Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien (tnący do przodu)
89975.0493	Shaver PowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy typu "End - cutter" , śr. 3,5 mm Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nastolatki Procedura: resekcja łąkotki, ścięgien (tnący do przodu)
89975.0503	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy z wiertłem kulkowym osłoniętym Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nastolatki Procedura: resekcja osteofitów
89975.0504	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy z wiertłem kulkowym osłoniętym Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy Procedura: resekcja osteofitów, akromioplastyka
89975.0505	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy z wiertłem kulkowym osłoniętym Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny Procedura: akromioplastyka, resekcja osteofitów
899732504	HOODED ROUND BURR wiertło okrągłe w osłonie, Ø 4,5mm; dł. robocza 100 mm
89975.0516	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy z wiertłem kulkowym nieosłoniętym Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny Procedura: resekcja osteofitów
89975.0553	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy z wiertłem owalnym, typ "Acro", śr. 3,5 mm Zastosowanie: staw skokowy, staw łokciowy, staw kolanowy u dzieci/nastolatki Procedura: resekcja osteofitów

89975.0555	ShaverPowerDrive ART1 2304 - frez wielorazowy z wiertłem owalnym, typ "Ac barku, śr. 5,5 mm Zastosowanie: staw kolanowy, staw ramienny Procedura: resekcja osteofitów
899732555	Wiertło owalne Ø 5,5mm; WL 200mm

Informacje:**Model:**