

Łatwoślizg LubriMED® do bezpiecznego przemieszczania pacjentów



Opis produktu:

Łatwoślizg LubriMED® to specjalistyczny podkład medyczny do bezpiecznego przemieszczania pacjentów z ograniczoną ruchomością. Wykonany z ultracienkiego nylonu, maksymalnie redukuje siłę tarcia, umożliwiając łatwe i kontrolowane przesuwanie pacjenta. Dostępny w wersjach UNO i ROLO, łatwoślizg minimalizuje ryzyko urazów zarówno u pacjentów, jak i personelu medycznego. Łatwy w czyszczeniu i konserwacji, odporny na wysokie temperatury i środki dezynfekujące.

Zdjęcia produktu:



przebieganie i utrzymanie higieny w wyznaczonych miejscach, np. dla wyodrębnienia czynności pielęgnacyjnych



zastosowanie: przenoszenie pacjenta



zastosowanie: przenoszenie i utrzymanie higieny w wyznaczonych miejscach, np. dla wyodrębnienia czynności pielęgnacyjnych

Szczegółowy opis produktu:

BEZPIECZNE PRZEMIESZCZANIE PACJENTÓW

Łatwoślizg LubriMED®

Łatwoślizg LubriMED® to specjalistyczny podkład medyczny przeznaczony do bezpiecznego przemieszczania osób z ograniczoną ruchomością lub jej brakiem. Produkt ten znacząco ułatwia wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko powikłań zarówno u pacjentów, jak i personelu medycznego.

Kluczowe cechy

- Wykonany z ultracienkiego, specjalnie powleczonego nylonu
- Maksymalna redukcja siły tarcia
- Umożliwia kontrolowane przesuwanie i obracanie pacjenta
- Minimalizuje ryzyko urazów skóry pacjenta
- Przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza
- Łatwy w czyszczeniu i konserwacji

Korzyści dla pacjentów i personelu

Stosowanie łańcuszka LubriMED® przynosi wymierne korzyści zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego:

- Zmniejszenie ryzyka stłuczeń, naciągnięć i przerwania ciągłości tkanek u pacjentów
- Redukcja ryzyka przesilenia, nadwyrężenia mięśni i dyskopatii u personelu
- Umożliwienie zachowania i kontrolowania prawidłowej postawy podczas przemieszczania pacjenta
- Zmniejszenie stresu związanego z przemieszczaniem u pacjentów i personelu
- Ułatwienie wykonywania codziennych czynności pielęgnacyjnych

Zastosowanie

Łańcuszek LubriMED® znajduje szerokie zastosowanie w codziennej opiece nad pacjentami z ograniczoną ruchomością:

- Przesuwanie pacjenta w górę łóżka
- Zmiana pozycji z leżącej na siedzącą i odwrotnie
- Przetaczanie i rotowanie pacjenta
- Wspomaganie przy opuszczaniu łóżka
- Przesuwanie boczne i przenoszenie pacjenta, np. na wózek inwalidzki

Dane techniczne

Dostępne wersje	UNO (pojedynczy), ROLO (podwójny), ROLO TRANSPORT (podwójny z funkcją noszy)
Wymiary UNO	220 x 140 cm
Wymiary ROLO	220 x 140 x 2 cm (rulon)
Materiał	Ultracienki, specjalnie powleczony nylon
Maksymalne obciążenie	130 kg
Możliwość prania mechanicznego	
Odporność na wysokie temperatury	Do 105°C (gotowanie, suszenie, prasowanie)
Zgodność z normami	CE, (UE) 2017/745, PN-EN 12182, PN-EN 1041, PN-EN 15223, PN-EN ISO 9001
Przebadano według	PN-EN 14362-2, PN-EN 14184-1, PN-EN

	ISO 3071
Rejestracja	URPLWMiPB

Informacje:**Model:**

Model: UNO (pojedynczy), ROLO (podwójny),
ROLO TRANSPORT (podwójny z funkcją noszy)