



Poduszka przeciwodleżynowa Ala 2

Opis produktu:

Ala 2 to zaawansowana poduszka przeciwodleżynowa z funkcją zmiennociśnieniową, dedykowana do opieki długoterminowej. Wyposażona w wymienne komory i podparcie pleców, skutecznie redukuje ryzyko powstawania odleżyn. Jej prostokomorowa budowa z pianki PU i PCVN oraz pokrowiec membraMED® z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym zapewniają komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Poduszka współpracuje z pompami Iza, Ida lub Ola, oferując precyzyjną regulację ciśnienia i efektywną profilaktykę przeciwodleżynową.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KOMFORT I PROFILAKTYKA

Ala 2 - Poduszka przeciwodleżynowa

Ala 2 to zaawansowana poduszka przeciwodleżynowa, zmiennociśnieniowa z podparciem pleców i wymiennymi komorami. Zaprojektowana z myślą o opiece długoterminowej, oferuje skuteczną profilaktykę przeciwodleżynową dla osób zmuszonych do długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej.

Budowa i funkcjonalność

Poduszka Ala 2 charakteryzuje się prostokomorową budową z wymiennymi elementami. Składa się z 5 komór poprzecznych oraz 6 dodatkowych komór PCVN. Konstrukcja o wysokości 10 cm wykonana jest z pianki PU, a komory z PCVN. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa jest łatwa i szybka wymiana pojedynczych komór w przypadku ich uszkodzenia, co wpływa na wydłużenie żywotności

produktu.

Działanie i korzyści

Poduszka Ala 2 działa w sposób zmiennociśnieniowy, co przyczynia się do skutecznej profilaktyki przeciwoleżynowej. System pracuje w czterech fazach, automatycznie regulując ciśnienie w komorach. Takie rozwiązanie pomaga w redukcji siły ucisku, zapewnia efekt chłodzący oraz działa mechanoterapeutycznie, oferując delikatny masaż. Poduszka współpracuje z pompami IZA, IDA lub OLA, które precyzyjnie regulują ciśnienie powietrza zgodnie z wybranym trybem pracy.

Pokrowiec i użytkowanie

Poduszka Ala 2 wyposażona jest w pokrowiec membraMED® zamykany na suwak. Pokrowiec posiada zabezpieczenie przeciwpoślizgowe, które skutecznie stabilizuje poduszkę na wózku inwalidzkim. Dolna część pokrowca wykonana jest z materiału przeciwpoślizgowego, co dodatkowo zwiększa stabilizację. Pokrowiec można prać, co ułatwia utrzymanie higieny. Poduszka może pracować w trybie ciągłym, zarówno zmiennym, jak i statycznym, dostosowując się do potrzeb użytkownika.

Dane techniczne

Wymiary siedziska po napompowaniu	42 x 46 x 10 cm
Wymiary siedziska z oparciem po napompowaniu	42 x 110 x 10 cm
Użytkowa minimalna wartość ciśnienia	10 mmHg
Dopuszczalna maksymalna wartość ciśnienia	130 mmHg
Ilość komór poprzecznych	5 + 6 PCVN
Wewnętrzna średnica przewodów zasilających	5 mm
Wkład z pianki PU	
Szkieletowy lub nakładka VISCO	Opcjonalnie
Masa własna	3 kg
Tryb pracy	Ciągły (zmienny lub statyczny)

Informacje:

Model: