

Aparat do terapii radialną falą uderzeniową ShockMaster 300 - OUTLET

Opis produktu:

Niewielkich rozmiarów nowoczesny, przenośny **aparat do terapii falą uderzeniową**. Wyposażony w unikalną terapię pGTS oraz praktyczną listę kontrolną przeciwwskazań.



- Produkt pełnowartościowy,
- Powystawowy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat do terapii radialną falą uderzeniową ShockMaster 300

Terapia radialną falą uderzeniową cechuje się wysoką skutecznością dzięki wykorzystaniu wysokiej energii mechanicznej fali infradźwiękowej. Fala uderzeniowa stosowana jest w leczeniu zmian patologicznych występujących w ścięgnach, więzadłach, ale także w mięśniach i układzie kostnym. Jej terapeutyczne działanie wspomaga naturalne procesy regeneracji organizmu, poprawia krążenie krwi.

ShockMaster 300 to kompaktowy, przenośny aparat przeznaczony do **terapii radialną falą uderzeniową RSWT** (Radial Shock Wave Therapy).

ShockMaster jest wiodącą marką wśród aparatów do terapii radialną falą uderzeniową. Dzięki zapewnianiu innowacyjnych i wysokiej jakości rozwiązań w dziedzinie terapii falą uderzeniową ShockMaster znacząco przyczynia się do sukcesu swoich użytkowników.

Urządzenia ShockMaster 300 oraz ShockMaster 500 zostały zaprojektowane w ścisłej współpracy z przedstawicielami rynku medycznego. Unikalna kombinacja najnowszej technologii i inteligentny interfejs użytkownika powodują, że są to urządzenia niezbędne w każdej praktyce rehabilitacyjnej.

Terapia ma na celu uzyskanie:

- mechanicznego działania usuwającego zwłóknienia i dezintegrującego złogi wapniowe,
- efektu przeciwbólowego, poprzez uwalnianie endorfin i wpływ na nerwy powierzchniowe,
- procesu leczniczego, zwiększając ukrwienie tkanek i przyspieszenie procesów metabolicznych.

Skuteczność i przebieg terapii:

Redukcję lub ustąpienie dolegliwości już po 2 - 3 zabiegach załusza ponad 80% pacjentów. Zaleca się wykonywanie do trzech zabiegów (trwających od 5 do 10 minut), z zachowaniem tygodniowych odstępów czasowych.

Główne wskazania:

- bóle barku z występującymi zwapnieniami,
- zapalenie ścięgna mięśni rotatorów,
- występowanie łokcia golfisty i tenisisty,
- zapalenie ścięgna rzepkowego - kolano skoczka,
- stany zapalne ścięgna Achillesa,
- ból bioder, nadgarstków
- przewlekłe bóle i stany zapalne szyi i pleców,
- podwyższone napięcie mięśni,
- występowanie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych,
- ostroga piętowa,
- zapalenia przyczepów mięśni,
- zapalenie powięzi podeszwowej stopy,
- zespół mięśnia piszczelowego przedniego.

Akcesoria standardowe:

- głowica zabiegowa,
- aplikator klasyczny 15 mm,
- D-ACTOR® 20 mm,
- zestaw naprawczy (2 naboje, 2 prowadnice),
- Gymna Kontakt gel 500ml,
- aplikator do głębokiej penetracji.

Akcesoria dodatkowe:

- głowica V-ACTOR® (aplikator 25 mm i 40 mm),
- aplikator D-ACTOR® 35 mm,
- aplikator skupiający,
- aplikator akupunkturowy,

- torba transportowa.

Informacja o gwarancji

Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją, głowica RSWT 24 miesiące lub 2 miliony impulsów, głowica HF V-actor 24 miesiące lub 1 milion impulsów. **Gwarancja nie dotyczy elementów eksploatacyjnych: aplikatorów, nabojów, oringów.**

Dane techniczne aparatu ShockMaster 300:

Kanały wyjściowe :	1
Kompresor :	Zintegrowana sprężarka powietrza
Częstotliwość :	0,5 do 17 Hz (z V-ACTOR 31 Hz)
Zakres ciśnienia :	0,3 - 4 bar (w odstępach 0,1)
Maksymalna gęstość energii :	0.56 mJ/mm ²
Waga całkowita z kompresorem :	11 kg
Aktualizacja oprogramowania :	port USB
Baza pacjentów :	-
Lista aplikacji:	43 wskazania
Zaprogramowane ustawienia:	> 90 programów
Panel sterowania :	kolorowy wyświetlacz dotykowy ("7")
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) :	420 x 380 x 180 mm

Informacje:

Kategoria: Fala uderzeniowa
 Stan: doskonały

Model: