

## Balmed Standard 300 I - wanna do kąpiel balneologicznych



### Opis produktu:

Wanna do kąpiel balneologicznych BALMED to wanna specjalnie zaprojektowana i przeznaczona do wykonywania zabiegów balneologicznych - kąpiel kwasowęglowych lub solankowych oraz perełkowych kąpiel terapeutycznych (opcja AIR 64) i kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych (opcja CHROMO). Balmed to wanna balneologiczna stanowiąca podstawowe wyposażenie największych uzdrowisk, sanatoriów oraz ośrodków medical spa & wellness w Polsce.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Balmed - Wanna do kąpiel balneologicznych



|                 |   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Balmed STANDARD | 3 | Tak | Tak | Tak |     |     |     |
| Balmed STANDARD | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak |     |     |
| Balmed STANDARD | 5 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |     |
| Balmed STANDARD | 6 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

Przed zamówieniem wanny, należy określić model i wybrać wersję pojemnościową, np. "Balmed STANDARD 6" - wanna pozwala na podłączenie do 3 rodzajów mediów.

### Dane techniczne:

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Pojemność zabiegowa [l]:                   | 150                                 |
| Pojemność do przelewu [l]:                 | 300                                 |
| Maksymalny czas napełniania (do przelewu): | ~ 4 minuty* (2x Ø 3/4" DN20, 5 bar) |
| Maksymalny czas opróżniania (od przelewu): | ~ 2 minuty 15 sekund*               |
| Dysze napełniające CO2:                    | 2                                   |
| Zasilanie (CHROMO, AIR 64) [V/Hz]:         | 230/50                              |
| Pobór prądu [A]:                           | 5                                   |

\* 2x Ø 3/4" DN20, 5 bar\*\* Odpływ min DN 100 o przepustowości min 3,5 L/s na całej długości instalacji ściekowej Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

### Informacje:

Pojemność zabiegowa [l]: 140  
 Pojemność zabiegowa [l]: 150  
 Pojemność do przelewu [l]: 240  
 Pojemność do przelewu [l]: 300

### Model:

Kolor: Calypso, Biały  
 Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła  
 AIR 64: nie, tak  
 Zawory Balmed: 3, 4, 5, 6  
 Balmed - Podpórka: nie, tak