

ANCORIS* system mocowania zgłębników



Opis produktu:

System mocowania zgłębników ANCORIS* to prosty i estetyczny sposób na utrzymanie zgłębnika na właściwym miejscu, eliminujący konieczność uciążliwego stosowania taśm. Dzięki innowacyjnemu zaciskowi oraz klejowi o wydłużonej trwałości, który, jak wykazano, zabezpiecza zgłębnik żołądkowy średnio przez 3 dni.** Zestaw zapewnia stabilne i komfortowe mocowanie zgłębnika, rozwiązując problemy, z którymi zmagają się zarówno pacjenci, jak i klinicyści.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dlaczego ANCORIS*?

ANCORIS* to rozwiązanie, które przynosi ulgę zarówno pacjentom, jak i personelowi medycznemu, zapewniając bezpieczeństwo, wygodę i estetykę. System mocowania zgłębników ANCORIS* to niezawodne rozwiązanie, które podnosi standard opieki nad pacjentami wymagającymi żywienia dojelitowego.

System mocowania jest komfortowy w użytkowaniu i bardziej

estetyczny niż taśma

- Minimalny kontakt ze skórą może zmniejszyć ryzyko podrażnień.
- Brak konieczności zakrywania policzka lub nosa taśmą lub innymi samoprzylepnymi rozwiązaniami do mocowania zgłębnika.
- Elastyczne umiejscowienie na twarzy umożliwia lekarzowi zabezpieczenie zgłębnika poza linią wzroku pacjenta.

ANCORIS* zapewnia dobrą widoczność i zmianę położenia zgłębnika

- Wyraźnie widoczna podziałka centymetrowa zgłębnika pomaga monitorować jego migrację.
- Mały, ale mocny zacisk łatwo się otwiera i zamyka w celu zmiany położenia lub wymiany rurki.

ANCORIS* system mocowania zgłębników

Badania dowodzą, że 40%-60% zgłębników nosowo-żołądkowych zabezpieczonych taśmą ulega przypadkowemu przemieszczeniu.^{1,2}

Może to prowadzić do:

Opóźnionego żywienia dojelitowego¹

Zwiększonego ryzyka aspiracji³

Niepotrzebnej ekspozycji pacjentów na promieniowanie rentgenowskie ¹

Zwiększenia kosztów i czasu związanych z RTG i wymianą zgłębników¹

Uniwersalne rozwiązanie

- Zatwierdzone dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych.
- Współpracują z większością dostępnych obecnie na rynku zgłębników nosowo-żołądkowych o małej średnicy.
- Dostępne w rozmiarach 6, 8, 10, 12 i 14 Fr.

Dane techniczne:

Nr katalogowy	Rozmiar zgłębnika Fr	Szt./opak.
ATAS-6-NSB	6 Fr, 6,5 Fr	10
ATAS-8-NSB	8 Fr	10
ATAS-10-NSB	10 Fr	10
ATAS-12-NSB	12 Fr	10
ATAS-14-NSB	14 Fr	10

Bibliografia

- 1. Allan K. Observation of inadvertent tube loss in ICU: effect of nasal bridles. British Journal of Nursing. 2019 Oct 10;28(18):1170-1174.
- 2. Parrish, C. Nasal Bridle: Married to Your Tube. Practical Gastroenterology. January 2011: 27-34.
- 3. Burns SM, et. al. Comparison of nasogastric tube securing methods and tube types in medical intensive care patients. Am J Crit Care. 1995 May;4(3):198-203. PMID: 7787913.
- ** Wyniki oceny klinicznej używanego produktu, dane z badań własnych dostępne do weryfikacji.

Informacje:

Kategoria: Żywnienie dojelitowe

Model:

Avanos - mocowanie zgłębników: ATAS-6-NSB - 6 Fr, 6,5 Fr - 10 szt., ATAS-8-NSB - 8 Fr - 10 szt., ATAS-10-NSB - 10 Fr - 10 szt., ATAS-12-NSB - 12 Fr - 10 szt., ATAS-14-NSB - 14 Fr - 10 szt.