



## Glukometr Accu-Chek Instant

### Opis produktu:

Nowoczesny glukometr Accu-Chek Instant jest łatwy w użyciu, posiada 9-stopniowy wskaźnik zakresu docelowego, duży, podświetlany wyświetlacz, wygodny test paskowy z szeroką kapilarą wymagającą niewielkiej próbki krwi i umożliwiającą jej łatwą aplikację.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Glukometr Accu-Chek Instant

Glukometr dokonuje szybkiego pomiaru, wynik otrzymywany jest w czasie mniejszym niż 4 sekundy z dokładnością zgodną z normą EN ISO 15197: 2015. Pamięć mieści 720 pomiarów. Umożliwia korzystanie z darmowej wersji PRO aplikacji mySugr. Dzięki połączeniu Bluetooth wartości glikemii są automatycznie przesyłane z glukometru Accu Chek Instant do aplikacji mySugr. Smartfon sam zbiera i synchronizuje wartości glikemii.\*

### Cechy charakterystyczne

- **Szeroka kapilara testu paskowego** – umożliwia łatwą absorpcję nawet małej próbki krwi w dowolnym miejscu żółtego obszaru.
- **Podświetlany, duży wyświetlacz** – zapewnia wygodę odczytu w każdych warunkach.
- **Pamięć 720 wyników** – pozwala na przechowywanie dużej liczby pomiarów.
- **Przegląd średnich wyników** z ostatnich 7, 14, 30 i 90 dni – ułatwia monitorowanie trendów glikemii.
- **9-stopniowa skala zakresu docelowego** – pomaga w interpretacji wyniku.
- **Czas pomiaru poniżej 4 sekund** – szybki i wygodny wynik.

- **Wyrzutnia testu paskowego** – higieniczne i łatwe usuwanie zużytych pasków.
- **Precyzja pomiaru zgodna z normą EN ISO 15197:2015** – gwarancja wiarygodnych wyników.
- **Łączność Bluetooth** – automatyczne przesyłanie danych do aplikacji mySugr.

### **W zestawie znajdują się:**

- glukometr Accu-Chek Instant
- nakłuwacz Accu-Chek FastClix
- 1 bębenek (6 lancetów) Accu-Chek FastClix
- fiolka z 10 testami paskowymi Accu-Chek Instant
- etui na glukometr

Transfer danych z glukometru do komputera możliwy jest za pomocą kabla micro USB lub poprzez Bluetooth. Aby móc analizować przesłane dane, konieczne jest zainstalowanie na komputerze oprogramowania Accu-Chek SmartPix Software.

\*System nie jest przeznaczony do diagnozowania cukrzycy ani badań przesiewowych na cukrzycę. Aplikacja mySugr nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej. Wspomaga leczenie cukrzycy, jednak nie może zastąpić regularnych wizyt u diabetologa. Aplikacja wymaga systemu iOS w wersji co najmniej 17.2 lub Androida w wersji 9 bądź nowszej.

### **Informacje:**

### **Model:**