

Implant RIWObuton do Rekonstrukcji ACL



Opis produktu:

Implant RIWObuton wykorzystywany jest przy rekonstrukcji więzadła ACL metodą jednościskową lub dwuściskową. W zależności od metody rekonstrukcyjnej przeszczep mocowany jest w kości udowej na jednym lub dwóch implantach zewnątrzkorowych typu RIWObuton. Tego typu mocowania mają dużą wytrzymałość mechaniczną, zapewniając jednocześnie dobre wgajanie przeszczepu w kanałach kostnych.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Implant RIWObuton wykorzystywany jest przy rekonstrukcji więzadła ACL metodą jednościskową lub dwuściskową.

Implant występuje w **różnych rozmiarach** pętli. Implant dodatkowo wyposażony jest w **dwie nici o różnych kolorach**, jedna nić służąca do przeciągnięcia implantu przez kanał udowy, a druga służąca do zakotwiczenia implantu.

Implant RIWObuton dostępny jest w wymiarach:

	0

mocowania implantu)	
RIWOBUTTON 30MM pętka z pętlą o długości 30mm i dwiema nitami w różnych kolorach (do przecięcia i mocowania implantu)	49180103 0
RIWOBUTTON 35MM pętka z pętlą o długości 35mm i dwiema nitami w różnych kolorach (do przecięcia i mocowania implantu)	49180103 5

Informacje:**Model:**

RIWObutton rodzaje: RIWOBUTTON 15MM,
RIWOBUTTON 20MM, RIWOBUTTON 25MM,
RIWOBUTTON 30MM, RIWOBUTTON 35MM