

VertiAID - Mobilne urządzenie wspomagające



Opis produktu:

Stworzony, by odciążyć opiekunów i wspierać bezpieczny transfer pacjenta. VertiAID to wsparcie w codziennym podnoszeniu i przemieszczaniu.

Dostępny w dwóch wersjach:

- **VertiAID:** Dynamiczna regulacja wysokości podkolannika, dla placówek o dużym natężeniu pracy.
- **VertiAID UNI:** Jednorazowe ustawienie wysokości podkolannika, do opieki domowej i indywidualnej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

VertiAID / VertiAID UNI

Każdy transfer pacjenta o ograniczonej mobilności to wyzwanie i ryzyko urazu – zarówno dla niego, jak i dla opiekuna. VertiAID to odpowiedź na ten problem. Zaprojektowaliśmy go z myślą o poprawie bezpieczeństwa i wsparciu personelu podczas podnoszenia i przemieszczania podopiecznych między łóżkiem, fotelem czy toaletą.

Ergonomia i komfort w każdym detalu

Solidna, malowana proszkowo stalowa rama charakteryzuje się dużą stabilnością nawet przy intensywnym użytkowaniu. Jednocześnie przemyślane detale – takie jak miękki podkolannik i ergonomiczne uchwyty – zwiększają komfort pacjenta.

Niezwykła zwrotność, uzyskana dzięki kompaktowej budowie i średnicy skrętu wynoszącej zaledwie 75 cm, pozwala na swobodne manewrowanie nawet w najciaśniejszych salach, łazienkach i wąskich korytarzach.

VertiAID vs VertiAID UNI

Model VertiAID z dynamiczną, 8-stopniową regulacją podkolannika, nadaje się dla placówek o dużym natężeniu pracy. Zmiana wysokości **nie wymaga użycia narzędzi**, co pozwala błyskawicznie dopasować urządzenie do potrzeb kolejnych pacjentów.

Model VertiAID UNI to wybór do opieki domowej lub na stanowiska, gdzie urządzenie jest używane przez jednego pacjenta. Trzy stałe wysokości montażu, ustawiane jednorazowo, umożliwiają uzyskanie niezmiennej i powtarzalnej pozycji podczas każdego transferu.

VertiAID jest standardowo wyposażony w hamulec centralny, gdzie jedna dźwignia unieruchamia oba koła jednocześnie. Natomiast **VertiAID UNI posiada hamulce indywidualne**, obsługiwane osobno dla każdego koła.

Porównanie wizualne

1. Uchwyt 2. Piny do mocowania pasa stabilizującego 3. Podkolannik 4. Uchwyt podkolannika 5. Blokada regulacji podkolannika

6. Pokrętko mocujące 7. Podstawa 8. Hamulec 9. Koło Ø 12,5 cm 10. Koło Ø 3,5 cm

Zastosowania w praktyce

Transfer między łóżkiem a wózkiem inwalidzkim w szpitalach i placówkach opieki długoterminowej.

Przemieszczanie pacjentów do toalety w domach opieki i w warunkach domowych.

Wspomaganie wstawania i siadania u pacjentów ze sztywnością i osłabieniem mięśni.

Przesadzanie między fotelem a łóżkiem w opiece geriatrycznej i paliatywnej.

Dane techniczne

Parametr	VertiAID	VertiAID UNI
Maksymalna masa pacjenta	≤ 170 kg	≤ 170 kg
Masa urządzenia	20,5 kg	18,5 kg
Regulacja podkolannika	40 - 63 cm (8 pozycji)	45 - 54 cm (3 stałe pozycje)
Średnica skrętu	75 cm	75 cm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	63 × 57 × 116 cm	63 × 57 × 116 cm

Informacje:

Szerokość: 57 cm
 Długość: 63 cm
 Wysokość: 116 cm
 Maksymalny udźwig: 170 kg
 Regulacja wysokości podkolannika: 40-63 cm (8 pozycji), 45-54 cm (3 stałe pozycje)
 Zastosowanie: pionizacja
 Zastosowanie: nauka chodzenia
 Typ produktu: Urządzenie wspomagające
 Kategoria produktu: Urządzenia wspomagające
 Rodzaj konstrukcji: mobilny
 Dostępne masy urządzenia: 18,5 kg
 Dostępne masy urządzenia: 20,5 kg
 Średnica zawracania: 75 cm

Model:

Model: VertiAID, VertiAID UNI
 Podkolannik: płaski, profilowany