

Ancoris - system fiksacji krzyżowo-kolcowej do rekonstrukcji dna miednicy

Opis produktu:

Ancoris to innowacyjny system do transwaginalnej fiksacji siatki do więzadła krzyżowo-kolcowego, stosowany w zabiegach rekonstrukcji dna miednicy. Kompaktowy zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do skutecznego mocowania siatki w przypadku wypadania sklepienia pochwy lub macicy. System wykorzystuje prowadnik RIG i system zakotwienia TAS, zapewniając solidne i trwałe mocowanie bez potrzeby dodatkowych nacięć.

Kluczowe cechy:

- Kompletny system - kotwice ze szwami i prowadnik w jednym zestawie
- Skrócony czas zabiegu dzięki zintegrowanemu systemowi
- Mniejsze ryzyko urazów i krwawień
- Precyzyjne pozycjonowanie siatki
- Jednorazowy, sterylny zestaw gotowy do użycia

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Ancoris - system fiksacji krzyżowo-kolcowej

Ancoris to zaawansowany system chirurgiczny przeznaczony do transwaginalnej fiksacji siatki do więzadła krzyżowo-kolcowego w zabiegach rekonstrukcji dna miednicy. System stanowi kompletne rozwiązanie dla chirurgów wykonujących operacje naprawcze w przypadku wypadania sklepienia pochwy lub macicy, oferując skuteczną alternatywę dla tradycyjnych technik chirurgicznych.

Mechanizm działania

System wykorzystuje precyzyjny mechanizm fiksacji siatki do więzadła krzyżowo-kolcowego, które stanowi silną strukturę anatomiczną miednicy. Dzięki zastosowaniu prowadnika RIG (Rigid Guide) i systemu zakotwienia TAS (Tissue Anchoring System), chirurg może osiągnąć trwałe i bezpieczne mocowanie bez konieczności wykonywania dodatkowych nacięć chirurgicznych.

Zastosowanie kliniczne:

System szczególnie rekomendowany w zabiegach rekonstrukcji dna miednicy, w tym operacjach naprawczych wypadania sklepienia pochwy i macicy. Idealne rozwiązanie dla przypadków wymagających solidnego i trwałego mocowania siatki do struktur anatomicznych miednicy.

Technika operacyjna:

Transwaginalna fiksacja odbywa się przy użyciu prowadnika RIG, który zapewnia precyzyjne pozycjonowanie systemu zakotwienia TAS w więzadle krzyżowo-kolcowym. Technika pozwala na wykonanie całej procedury przez dostęp pochwowy, eliminując konieczność dodatkowych nacięć brzusznych.

Procedura charakteryzuje się skróconym czasem zabiegu oraz zredukowanym ryzykiem powikłań śródoperacyjnych, w tym urazów naczyniowych i krwawień.

Komponenty systemu:

Kompletny zestaw zawiera kotwice ze szwami oraz prowadnik, stanowiąc gotowe rozwiązanie do fiksacji siatki. Wszystkie elementy są jednorazowe i sterylne, zapewniając bezpieczeństwo mikrobiologiczne zabiegu.

Skuteczność kliniczna

System Ancoris zapewnia skuteczną fiksację siatki do więzadła krzyżowo-kolcowego, które charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Transwaginalna technika fiksacji pozwala na osiągnięcie trwałych efektów rekonstrukcyjnych przy jednoczesnej redukcji ryzyka powikłań związanych z dostępem brzuszным.

Wskazania

- Wypadanie sklepienia pochwy (vaginal vault prolapse)
- Wypadanie macicy (uterine prolapse)
- Zabiegi rekonstrukcji dna miednicy
- Przypadki wymagające fiksacji siatki do więzadła krzyżowo-kolcowego

Najważniejsze cechy systemu

Tuba ochronna - zapewnia ochronę okolicznych tkanek podczas procedury implantacji.

Zakrzywiony prowadnik - umożliwia łatwy dostęp do więzadła krzyżowo-kolcowego poprzez podejście transwaginalne z minimalną disekcją tkanek.

Mechanizm blokady i zwalniania tuby ochronnej - łatwe blokowanie i zwalnianie tuby ochronnej podczas procedury.

Mechanizm retrakcyjny - umożliwia proste wprowadzenie i zwolnienie kotwicy.

Ergonomiczny uchwyt - zapewnia łatwe i bezpieczne prowadzenie podczas procedury.

Informacje:

Model: