

Aerify Alphas - Bezprzewodowe buty kompresyjne

Opis produktu:

Aerify Alphas to bezprzewodowe buty do regeneracji kompresyjnej. Stanowią połączenie najlepszej wydajności, ceny i najnowocześniejszych funkcji.

Zawartość zestawu:

- buty regeneracyjne (1 para) dostępne w dwóch rozmiarach (S/M i L/XL),
- w pełni zintegrowane pompy powietrza,
- wysokiej jakości torba podróżna,
- 4 wymienne akumulatory 800 mAh z możliwością ładowania,
- 2 kable do ładowania USB typu C,
- instrukcja obsługi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Odkryj pełnię możliwości z Aerify Alphas

Przedstawiamy Aerify Alphas – w pełni bezprzewodowe buty do regeneracji, które odmieniają Twoje podejście do odpoczynku po wysiłku. Dzięki zintegrowanym pompom i sterowaniu przez aplikację mobilną, możesz cieszyć się profesjonalnym masażem kompresyjnym w dowolnym miejscu i czasie. Urządzenie oferuje **3 programy masażu** (klasyczny, falowy, mieszany), pozwalając na idealne dopasowanie terapii do Twoich potrzeb.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalnym sportowcem, czy potrzebujesz ulgi dla zmęczonych nóg, Alphas dostarczą Ci technologię, której potrzebujesz.

Maksymalne ciśnienie 150 mmHg Torba podróżna w zestawie Od 30 do 120 min pracy W pełni bezprzewodowe i przenośne Łączność z aplikacją mobilną 5 komór kompresji powietrznej Bez kompromisów w kwestii regeneracji

Dla kogo jest ten produkt?

Aerify Alphas zostały stworzone dla osób, które nie uznają kompromisów w kwestii regeneracji, czy to po ciężkim treningu, czy długim dniu pracy. Będą idealne dla:

- sportowców dążących do osiągnięcia wyższego poziomu,
- miłośników siłowni potrzebujących szybkiej ulgi dla mięśni,
- osób pracujących cały dzień na nogach, jak pielęgniarki czy pracownicy handlu,
- pracowników biurowych zmagających się ze sztywnością nóg spowodowaną długotrwałym siedzeniem,
- osób cierpiących na **obrzęki limfatyczne** i uczucie ciężkich nóg, jako wsparcie w presoterapii,
- każdego, kto chce profilaktycznie dbać o krążenie i dobre samopoczucie swoich nóg.

Jak dobrać właściwy rozmiar?

Prosimy o zmierzenie wewnętrznej długości nogi (od pachwiny do pięty).

- **Rozmiar M:** Pasuje na osoby o wzroście od 1,55 m do 1,75 m (długość nogi do 88 cm).
- **Rozmiar L:** Pasuje na osoby o wzroście od 1,76 m do 2,05 m (długość nogi powyżej 88 cm).

Jeśli znajdujesz się na granicy rozmiarów, rekomendujemy wybór większego modelu.

Jak używać?

Korzystanie z Aerify Alphas jest tak proste, że każdy sobie z tym poradzi!

1

Założ buty

Założ buty na cienkie ubranie lub bezpośrednio na nogi.

2

Sparuj z aplikacją

Sparuj buty z aplikacją, aby sterować nimi zdalnie.

3

Wybierz tryb

Wybierz tryb regeneracji dopasowany do Twoich potrzeb.

4

Dostosuj ustawienia

Dostosuj ustawienia i rozpocznij sesję.

5

Ciesz się regeneracją

Ciesz się szybką, łatwą i skuteczną regeneracją.

Specyfikacja techniczna

Maksymalne ciśnienie	150 mmHg
Ilość komór powietrznych	5
Ilość programów	3 (klasyczny, falowy, mieszany)
Czas pracy	30 - 120 min
Akumulatory	4 x 800 mAh, wymienne, z możliwością ładowania
Moc	25 W
Napięcie	5V
Waga zestawu	5,0 kg
Gwarancja	2 lata

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Czym Aerify Alphas różni się od tradycyjnych technik masażu?

Buty Aerify Alphas wykorzystują kompresję pneumatyczną (powietrzną) do pobudzenia krążenia

krwi, podczas gdy tradycyjne masaże opierają się na ucisku manualnym. Możesz z nich korzystać w dowolnym miejscu i czasie!

Kto może odnieść korzyści ze stosowania butów Aerify Alphas?

Sportowcy, miłośnicy fitnessu, osoby osiągające wysokie wyniki i każdy, kto szuka szybszej regeneracji mięśni w dowolnym miejscu.

Czy mogę zabrać buty Aerify Alphas w podróż?

Tak, możesz je spakować do torby podróżnej dołączonej do zestawu.

Jakie ubrania powinienem nosić podczas korzystania z butów Aerify Alphas?

Dla komfortu załóż cienkie spodnie, szorty lub używaj ich bezpośrednio na gołe nogi.

Czy mogę wykonywać inne czynności podczas sesji z butami Aerify Alphas?

Tak, możesz oglądać telewizję, pracować lub po prostu relaksować się podczas ich używania.

Jak często mogę używać butów Aerify Alphas, aby uzyskać optymalne rezultaty?

Dla najlepszych efektów możesz ich używać codziennie, zarówno przed jak i po treningu.

Informacje:

Model:

Aerify - Rozmiar: S/M, L/XL