

Kabel pomocniczy CONTACT-NC do urządzenia NESA X SIGNAL



Opis produktu:

Kabel połączeniowy służący do połączenia elementu pomocniczego (np. rękawicy, opaski na kostkę) z przedłużaczem CEXT-N. Zapewnia prawidłową transmisję sygnału neuromodulacyjnego do elektrod.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Kabel pomocniczy CONTACT-NC

- **Przeznaczenie:** Połączenie elementu pomocniczego z przedłużaczem
- **Długość:** 40 cm
- **Złącza:** Dopasowane do systemu NESA X SIGNAL

Dostępne opcje:

Kod produktu	Kolor
C0012	Czerwony
C0011	Niebieski
C0010	Zielony
C0009	Żółty

Informacje:

Model:

NESA XSIGNAL - Kolor: czerwony, niebieski, zielony, żółty