


Bipolarna elektroda stymulująca ze złotymi stykami do EMG i rehabilitacji



Opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulująca z połączanymi punktami kontaktowymi zapewnia wysoką przewodność i stabilną pracę. Wyposażona w ekranowany kabel, pasek mocujący, parę elektrod metalowych oraz 10 zapasowych padów. Dostępna w wariantach 10 mm i 25 mm, z różnymi typami złączy.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Bipolarna elektroda stymulująca do profesjonalnej elektrostymulacji

Bipolarna elektroda stymulująca to akcesorium przeznaczone do profesjonalnej elektrostymulacji nerwów oraz mięśni. Produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia efektywności zabiegów w gabinetach fizjoterapeutycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych oraz w warunkach klinicznych.

Wyrób charakteryzuje się parametrami pozwalającymi na zachowanie bezpieczeństwa użytkowania oraz precyzję działania niezbędną w nowoczesnej fizjoterapii.

Złote punkty kontaktowe

Zastosowanie technologii Golden felter spots zapewnia wysoki poziom przewodzenia impulsów elektrycznych. Przekłada się to na precyzyjniejszą i bardziej równomierną stymulację podczas zabiegu.

Ekranowany przewód multipolarny

Konstrukcja przewodu gwarantuje odpowiednią izolację oraz stabilność przesyłanego sygnału. Takie

rozwiązanie techniczne minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń w trakcie terapii.

Kompletny zestaw akcesoriów

W opakowaniu znajduje się pasek mocujący, para metalowych elektrod oraz 10 zapasowych padów. Zestaw ten umożliwia wygodne i długotrwałe użytkowanie produktu bez konieczności natychmiastowego dokupowania elementów eksploatacyjnych.

Trwała i ergonomiczna konstrukcja

Elektroda wyróżnia się lekką budową, co wpływa na wygodę obsługi przez personel medyczny. Produkt jest odporny na intensywne użytkowanie typowe dla placówek medycznych.

Zastosowanie kliniczne

Bipolarna elektroda stymulująca znajduje zastosowanie w szerokim spektrum procedur medycznych. Jest wykorzystywana w terapii przeciwbólowej, rehabilitacji po urazach oraz diagnostyce neurologicznej. Produkt służy również do stymulacji mięśniowej i neuromięśniowej, a także jest odpowiedni do przeprowadzania zabiegów EMG i ENMG. Dostępność różnych konfiguracji pozwala na dopasowanie elektrody do konkretnego urządzenia terapeutycznego.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	Odległość między elektrodami	Złącze	Długość kabla	Opakowanie
STIL1526	25 mm	Ø 1,5 mm	150 cm	1 szt.
STIL1571	25 mm	5-pin DIN	150 cm	1 szt.
STIS1526	10 mm	Ø 1,5 mm	150 cm	1 szt.
STIS1571	10 mm	5-pin DIN	150 cm	1 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe
Kabel: z kablem
Rodzaje elektrod: bipolarne stymulujące
Kategoria: Elektrody

Model:

Elektroda - Opcje: STIL1526 - odległość 25 mm - Ø 1,5 mm, STIL1571 - odległość 25 mm - 5-pin DIN, STIS1526 - odległość 10 mm - Ø 1,5 mm, STIS1571 - odległość 10 mm - 5-pin DIN