



1114 - wirówka kończyn górnych firmy Technomex

Opis produktu:

Model 1114 to profesjonalna wirówka do masażu kończyn górnych marki Technomex, zaprojektowana z myślą o najwyższej skuteczności zabiegów hydroterapii dłoni, przedramion oraz stawów łokciowych. Dzięki zastosowaniu **czterech regulowanych dysz** oraz funkcji **masażu perłkowego**, urządzenie pozwala na precyzyjne ukierunkowanie strumienia wody, dostosowując intensywność terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta. To niezastąpione wyposażenie nowoczesnych gabinetów fizjoterapeutycznych i oddziałów rehabilitacyjnych, łączące trwałość wykonania z komfortem użytkowania.

Korzyści terapeutyczne

Masaż podwodny

Redukcja bólu

Poprawa krążenia

Rozluźnienie mięśni

Dowiedz się więcej o masażu wirowym:
Wskazania, przeciwwskazania oraz efekty stosowania

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

1114 Wirówka kończyn górnych

Hydroterapia dłoni, przedramion i stawów łokciowych

Wirówka kończyn górnych 1114 firmy Technomex to profesjonalne urządzenie do hydroterapii przeznaczone do masażu podwodnego dłoni, przedramion i stawów łokciowych. Cztery dysze z regulowanym kierunkiem strumienia wody oraz bierny masaż perełkowy umożliwiają prowadzenie kompleksowej terapii wodnej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Zasada działania hydroterapii

Hydroterapia kończyny górnej łączy działanie ciepłej wody z masażem mechanicznym generowanym przez dysze i powietrze. Ciepłota wody powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawę miejscowego krążenia i rozluźnienie tkanek miękkich, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie bólu i obrzęku. Strumień wody z dysz działa jak precyzyjny masaż podwodny — mobilizuje tkanki, redukuje przykurcze i stymuluje receptory proprioceptywne.

Masaż perełkowy (powietrzny) wzbogaca działanie dysz wodnych o delikatne, równomierne pobudzenie powierzchni skóry i tkanek podskórnych — szczególnie cenny w terapii blizn, stanach pourazowych i chorobach reumatycznych kończyny górnej.

Zadania terapeutyczne

Wirówka 1114 jest wszechstronnym narzędziem terapeutycznym stosowanym na oddziałach rehabilitacji, fizjoterapii i balneologii. Fizjoterapeuta może precyzyjnie dostosować kierunek dysz, intensywność masażu perełkowego oraz temperaturę wody do aktualnych potrzeb pacjenta.

Masaż podwodny dyszami

Cztery dysze z regulowanym kierunkiem strumienia wody umożliwiają precyzyjne ukierunkowanie terapii na wybrane struktury kończyny górnej — stawy palców, nadgarstek, przedramię lub staw łokciowy. Regulacja kierunku pozwala terapeutce dostosować masaż do anatomii i aktualnych potrzeb rehabilitacyjnych pacjenta.

Bierny masaż perełkowy

Masaż perełkowy generowany przez mikropęcherzyki powietrza działa łagodnie i równomiernie na całą powierzchnię zanurzonej kończyny. Jego intensywność jest regulowana, co pozwala stosować go zarówno we wczesnych fazach rehabilitacji, jak i w terapii podtrzymującej. Szczególnie skuteczny w leczeniu obrzęków limfatycznych i stanach pourazowych.

Rehabilitacja pourazowa ręki i nadgarstka

Hydroterapia w wirówce 1114 jest standardowym elementem rehabilitacji po złamaniach, zwichnięciach i operacjach kończyny górnej. Środowisko wodne odciąża struktury stawowe, zmniejsza napięcie mięśniowe i ułatwia wczesne uruchomienie stawów — szczególnie nadgarstka i stawów śródrečno-paliczkowych.

Terapia chorób reumatycznych i zwyrodnieniowych

Ciepła woda z masażem podwodnym skutecznie łagodzi dolegliwości bólowe w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej. Regularnie stosowana hydroterapia poprawia zakres ruchu w stawach kończyny górnej, zmniejsza sztywność poranną i redukuje stan zapalny w tkankach okołostawowych.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Wyposażenie standardowe

- Półautomatyczny spust wody z misy
- 4 dysze z regulacją kierunku do masażu podwodnego
- Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności
- Prysznic ręczny
- Krzesełko do wirówek

Wyposażenie opcjonalne

- Dotykowy panel sterowania
- Elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- Możliwość dostosowania do wód solankowych
- System dezynfekcji chemicznej

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania

- Choroby reumatoidalne — zapalenia stawów
- Choroba zwyrodnieniowa stawów
- Stany pourazowe — złamania, obrzęki, zwichnięcia
- Krwiaki w okresie organizowania (blizna łącznotkankowa)
- Wrodzone wady układu kostno-stawowego
- Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

Neuropatia i angiopatia

Zakwaszenie mięśni, stany wyczerpania fizycznego

Stany psychiczne — nerwica, depresja

Przeciwwskazania

Niewydolność krążeniowa

Stany ropne skóry

Świeże zakrzepy żyłne

Stany zapalne narządów wewnętrznych

Aktywna faza choroby nowotworowej

Niewydolność oddechowa

Wysokie i nieuregulowane poziomy cukru

Stany zapalne dróg moczowych

Efekty terapeutyczne

Regularne zabiegi w wirówce 1114 przynoszą wymierne korzyści kliniczne:

Redukcja bólu

Działanie termiczne i mechaniczne wody łagodzi dolegliwości bólowe stawów i tkanek miękkich kończyny górnej.

Poprawa krążenia

Ciepła woda rozszerza naczynia krwionośne, poprawiając miejscowe ukrwienie i przyspieszając procesy regeneracyjne.

Zakres ruchu

Rozluźnienie tkanek miękkich w środowisku wodnym ułatwia mobilizację stawów i zwiększa zakres ruchu kończyny górnej.

Redukcja obrzęku

Masaż perłkowy i ciśnienie hydrostatyczne wody wspomagają odpływ limfatyczny i zmniejszają obrzęki pourazowe.

Dane techniczne

Parametry urządzenia

Długość	760 mm
Szerokość	790 mm

Wysokość	1020 mm
Parametry elektryczne	
Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1,1 kW
Klasa ochronności	I
Pojemność	
Pojemność całkowita (do przelewu)	37 l
Pojemność użytkowa	20 l
Informacje dodatkowe	
Gwarancja	3 lata
Kolorystyka	Paleta RAL (możliwość wyboru 1 lub 2 kolorów)

Informacje:**Model:**