

TNCH-1 - tor do nauki chodu



Opis produktu:

TNCH-1 to profesjonalny tor do nauki chodu z regulowanymi poręczami obustronnymi. Dzięki precyzyjnej regulacji wysokości i rozstawu poręczy sprawdza się w rehabilitacji pacjentów dorosłych i dzieci na oddziałach ortopedycznych, neurologicznych i kinezyterapeutycznych.

Korzyści terapeutyczne

Reedukacja chodu po urazie

Chód z asystą terapeutyczną

Balans i czucie stopy

Zwiększenie ruchomości

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

TNCH-1 Tor do nauki chodu

Poręcze rehabilitacyjne do kinezyterapii i reedukacji chodu

TNCH-1 to profesjonalny tor do nauki chodu z regulowanymi poręczami obustronnymi. Szeroki zakres regulacji wysokości i rozstawu poręczy zapewnia bezpieczną i efektywną terapię zarówno dla dzieci, jak i dorosłych pacjentów na oddziałach rehabilitacji, kinezyterapii, neurologii i ortopedii.

Zadania terapeutyczne

Tor TNCH-1 jest podstawowym narzędziem kinezyterapeutycznym do nauki i poprawy chodu u pacjentów z deficytami kończyn dolnych. Fizjoterapeuta może go wykorzystać od pierwszych etapów pionizacji aż po samodzielny, funkcjonalny chód — precyzyjna regulacja poręczy umożliwia płynną progresję terapii na każdym etapie rehabilitacji.

Reedukacja chodu z asystą terapeutyczną

We wczesnej fazie rehabilitacji pacjent uczy się prawidłowego wzorca chodu przy pełnym wsparciu poręczy obustronnych. Terapeuta asekuruje pacjenta z boku toru, korygując ustawienie tułowia, miednicy i kończyn podczas każdego kroku. Poręcze regulowane w zakresie 710–1040 mm

dostosowują się do wzrostu pacjenta i aktualnego stopnia odciążenia kończyn.

Progresja do samodzielnego chodu

W miarę poprawy funkcji motorycznych pacjent stopniowo zmniejsza oparcie na poręczach, dążąc do w pełni samodzielnego chodu. Regulowany rozstaw poręczy (350–880 mm) pozwala terapiście precyzyjnie dozować poziom asekuracji — od bliskiego podparcia po jedynie symboliczną obecność poręczy jako zabezpieczenia równowagi.

Reedukacja chodu po urazie i operacji

Tor TNCH-1 umożliwia bezpieczny powrót do chodzenia po zabiegach ortopedycznych i urazach kończyn dolnych. Obustronne poręcze pozwalają na stopniowe zwiększanie obciążenia operowanej kończyny przy jednoczesnej pełnej kontroli terapeuty nad wzorcem ruchu i bezpieczeństwem pacjenta na każdym etapie rehabilitacji.

Trening balansu i propriocepcji

Chód w warunkach kontrolowanych na torze TNCH-1 aktywuje receptory proprioceptywne stopy i stawu skokowego, poprawiając czucie głębokie kończyn dolnych. Trening balansu w bezpiecznych warunkach asekuracji poręczami jest szczególnie istotny w rehabilitacji neurologicznej oraz profilaktyce upadków u seniorów.

Wskazania kliniczne

Ortopedia i traumatologia

Rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego i biodrowego

Rekonstrukcja więzadeł krzyżowych (ACL, PCL)

Złamania kończyn dolnych — etap nauki chodu

Urazy stawu skokowego i stopy

Rekonstrukcja ścięgna Achillesa

Neurologia i geriatrya

Rehabilitacja poudarowa — nauka chodu od podstaw

Choroba Parkinsona — trening rytmicznego chodu

Stwardnienie rozsiane i niedowłady kończyn

Profilaktyka i rehabilitacja po upadkach u seniorów

Rehabilitacja pediatryczna — zaburzenia chodu u dzieci

Efekty terapeutyczne

Regularna praca na torze TNCH-1 przynosi wymierne korzyści funkcjonalne:

Zwiększenie ruchomości

Poprawa zakresu ruchu stawów biodrowego, kolanowego i skokowego podczas funkcjonalnego treningu chodu.

Reedukacja chodu po urazie

Bezpieczny powrót do prawidłowego wzorca chodu po zabiegach ortopedycznych i urazach kończyn dolnych.

Wzmocnienie mięśni

Aktywizacja i wzmacnianie mięśni kończyn dolnych podczas kontrolowanego treningu chodu.

Poprawa balansu

Trening równowagi i propriocepcji w warunkach pełnej asekuracji — kluczowy w profilaktyce upadków.

Dane techniczne

Tor

Długość	3000 mm
Szerokość	750 mm

Poręcze

Długość poręczy	3000 mm
Regulacja wysokości	710-1040 mm
Regulacja rozstawu	350-880 mm

Informacje:

Model: