



PIZARRO - wanna do masażu wirowego kończyn dolnych, stóp i podudzi

Opis produktu:

PIZARRO to profesjonalna wanna do masażu wirowego kończyn dolnych marki Technomex, zaprojektowana z myślą o kompleksowej hydroterapii stóp i podudzi. Dzięki zastosowaniu **6 dysz z regulacją kierunku strumienia wody**, urządzenie umożliwia precyzyjne ukierunkowanie terapii wodnej na wybrane segmenty kończyny dolnej — dostosowując intensywność zabiegu do aktualnego etapu rehabilitacji pacjenta. W standardzie wanna oferuje również system biernego masażu perełkowego, co znacząco poszerza jej możliwości terapeutyczne.

Korzyści terapeutyczne

Masaż wirowy stóp i podudzi

Poprawa krążenia

Redukcja bólu i obrzęków

Redukcja wyczerpania i zakwaszenia

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

PIZARRO Wanna do masażu wirowego kończyn dolnych marki Technomex

Kompleksowa hydroterapia stóp i podudzi

Wanna PIZARRO firmy Technomex to profesjonalne urządzenie do hydroterapii przeznaczone do masażu wirowego kończyn dolnych ze szczególnym uwzględnieniem stóp i podudzi. Sześć dysz z regulowanym kierunkiem wypływu strumienia wody umożliwia precyzyjne ukierunkowanie terapii na wybrane segmenty anatomiczne, w pełni dostosowując przebieg zabiegu do aktualnych potrzeb rehabilitacyjnych pacjenta. Urządzenie w standardzie wyposażone jest również w system biernego masażu perełkowego z regulacją intensywności.

Zasada działania hydroterapii

Hydroterapia w wannie PIZARRO łączy działanie ciepłej wody z masażem mechanicznym generowanym przez dysze wodne oraz system masażu perełkowego. Ciepłota wody wywołuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawę miejscowego ukrwienia tkanek oraz redukcję napięcia w obrębie mięśni stóp i podudzi — co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę ruchomości.

Dostosowanie parametrów zabiegu do konkretnych potrzeb pacjenta jest realizowane przy użyciu 6 dysz o regulowanym kierunku wypływu. Takie podejście umożliwia precyzyjne dawkowanie bodźca terapeutycznego, przyspieszając procesy regeneracyjne, na przykład po urazach lub w przebiegu chorób zwyrodnieniowych.

Zadania terapeutyczne wanny do masażu wirowego PIZARRO

Wanna PIZARRO jest wszechstronnym narzędziem terapeutycznym stosowanym na oddziałach rehabilitacji narządu ruchu, fizjoterapii ortopedycznej, reumatologii oraz balneologii. Fizjoterapeuta może precyzyjnie dostosować kierunek dysz oraz intensywność masażu do etapu procesu rehabilitacyjnego i tolerancji pacjenta.

Masaż podwodny — 6 dysz wodnych

Sześć dysz z regulowanym kierunkiem wypływu strumienia wody umożliwia precyzyjne ukierunkowanie masażu podwodnego na wybrane struktury kończyny dolnej — stawy stóp i podudzia. Możliwość regulacji pozwala terapeutę prowadzić wysoce zindywidualizowaną terapię wodną zgodnie z planem leczenia.

Bierny masaż perełkowy

Urządzenie jest standardowo wyposażone w system biernego masażu perełkowego z możliwością regulacji intensywności. Subtelne działanie pęcherzyków powietrza doskonale uzupełnia mocny masaż wirowy, działając relaksująco i stymulując mikrokrążenie w tkankach podskórnych.

Rehabilitacja pourazowa i reumatologiczna

Hydroterapia jest standardowym elementem leczenia obrzęków, zwichnięć, krwiaków oraz chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów. Środowisko wodne odciąża struktury stawowe stopy, zmniejsza napięcie i łagodzi stany bólowe, umożliwiając szybszy powrót do pełnej sprawności.

Terapia neuropatii, angiopatii i wyczerpania

Masaż wirowy jest skutecznym narzędziem w leczeniu wspomagającym neuropatii i angiopatii, a także w stanach wyczerpania fizycznego i psychicznego oraz zakwaszenia mięśni. Działanie termiczne i mechaniczne pobudza krążenie obwodowe i poprawia przewodnictwo nerwowe.

Wyposażenie standardowe i opcjonalne

Wyposażenie standardowe

Masaż podwodny — 6 dysz z regulacją kierunku wypływu strumienia

Prysznic ręczny

Bierny masaż perełkowy z regulacją intensywności

Krzesło do wirówek

Półautomatyczny spust wody z misy

Regulowane stopki

Wyposażenie opcjonalne

Dotykowy panel sterowania 3,5"

System dezynfekcji chemicznej

Elektromagnetyczny zmiękcacz wody

Możliwość dostosowania do wód solankowych

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazania

Choroby reumatoidalne — zapalenia stawów

Choroba zwyrodnieniowa stawów

Stany pourazowe (złamania w obrębie stawów i kości i tkanek miękkich, obrzęki, zwicnięcia)

Krwiaki w okresie zorganizowania (blizna łącznotkankowa wewnętrzna)

Wrodzone wady układu kostno-stawowego

Uszkodzenia obwodowego układu nerwowego

Roztrenowanie autonomicznego układu nerwowego

Łagodne zaburzenia rytmu (tachykardia, częstoskurcz nadkomorowy)

Stany psychiczne (nerwica, depresja)

Stany wyczerpania, wyczerpania fizyczne i psychiczne

Angiopatia

Neuropatia

Zakwaszenie mięśni

Przeciwwskazania

Niewydolność krążeniowa

Stany ropne skóry

Zakrzepy żylne świeże

Stany zapalne narządów wewnętrznych

Aktywna faza choroby nowotworowej

Niewydolność oddechowa

Wysokie i nieuregulowane poziomy cukru

Stany zapalne dróg moczowych

Efekty terapeutyczne

Regularne zabiegi w wannie PIZARRO przynoszą wymierne korzyści kliniczne:

Masaż wirowy stóp i podudzi

Strumień wody z 6 dysz ukierunkowany na stopy i podudzia skutecznie rozluźnia mięśnie, redukuje ból i poprawia ruchomość stawów.

Delikatny masaż perełkowy

Pęcherzyki powietrza stymulują receptory skórne, przynosząc głębokie odprężenie układu nerwowego i redukując psychofizyczne wyczerpanie.

Poprawa krążenia

Ciepła woda oraz hydromasaż rozszerzają naczynia krwionośne, wspierając leczenie angiopatii i przyspieszając procesy regeneracyjne.

Redukcja obrzęku

Ciśnienie hydrostatyczne wody i masaż wspomagają wchłanianie krwiaków i skutecznie zmniejszają obrzęki pourazowe kończyn dolnych.

Dane techniczne

Parametry urządzenia

Długość	890 mm
Szerokość	920 mm
Wysokość	800 mm

Parametry elektryczne

Zasilanie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc	1,4 kW
Klasa ochronności	I

Pojemność

Pojemność całkowita (do poziomu korka przelewowego)	75 l
Pojemność użytkowa — poziom I	57 l

Informacje dodatkowe

Numer katalogowy	01.501.420
Gwarancja	3 lata
Kolorystyka	Paleta RAL (możliwość wyboru 1 lub 2 kolorów: wewn./zewn.)
Dostępne opcje montażowe	Możliwość wyboru strony włącznika

Informacje:**Model:**